

機械器具（21）内臓機能検査用器具

一般医療機器

再使用可能な心電用電極（42489000）

四肢／胸部誘導用 ECG 電極

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 天然ゴム（ラテックス）に対するアレルギーのある患者には使用しないこと。〔天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんま疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。〕
2. MRI 検査室では使用しないこと。〔MR 装置への吸着や、やけどのおそれ〕

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、体表から電気信号を処理装置に伝達する導体と体表に装着する部分から構成され、四肢誘導クランプ電極と胸部誘導電極の2種類がある。

2. 外観

四肢誘導クランプ電極



胸部誘導電極

タイプ a



タイプ b



3. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	品名	用途	仕様	備考	
40494E	四肢誘導 クランプ電極	成人用	バナナ タイプ	4 個	
40418A	胸部誘導 電極タイプ a		5cc	6 個	
40421A	胸部誘導電極 タイプ b			6 個	
40419A	交換用バルブ			新生児／ 小児用	2cc
40422A					

(2) 原材料

装着部：銀、真鍮（四肢誘導クランプ電極）
銅、亜鉛、ニッケル（胸部誘導電極）

4. 原理

導線を通じて、体表の電気信号を処理装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、患者の体表に設置し、体表の電気信号を処理装置に伝達する導体である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 電極にコンタクトゲルを塗る。
2. 患者に電極を装着する。
3. 使用する心電計の取扱方法に従い、電極を心電計に接続する。
4. 測定を開始する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 紅斑、病変または傷等のある皮膚部位には電極を装着しないこと。
2. 電極に対して皮膚過敏または炎症の病歴のある患者には使用しないこと。

詳細は、本品および接続する医療機器の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

常温、常湿、直射日光の当たらない場所で保管。

2. 耐用期間

外観に切れ目、裂け目、破損等が見られた場合は交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時