

機械器具（12）理学診療用器具
高度管理医療機器 手動式除細動器（37806000）

* 「DFM100 シリーズ」の付属品
メインストリーム CO₂ トランスデューサ

【形状・構造及び原理等】

1.各部の名称

本品は、呼吸回路に接続されたエアウェイアダプタに直接取り付けてガスを測定するトランスデューサである。



2.仕様

(1)製品タイプ

製品番号	備考
M2501A	1 個

- (5) 精製水を少し付けた布を使用して本品およびケーブルを拭く。
(6) 滅菌はしないこと。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン
・AED コールセンター

電話番号：0120-802-337 平日 9 時～18 時

製造業者：フィリップス ゴールドウェイ（シェンチェン）
インダストリアル インク
(Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.)

国 名：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

- * 本品は、体外又は体内の電極を介して電気パルスショックを供給することによって心臓の除細動を行うことを目的として使用する。また、生体情報モニターとしての機能も備える。

【使用方法等】

- トランスデューサを本体の CO₂ コネクタに接続する。
- 適切なエアウェイアダプタをトランスデューサに接続する。
- エアウェイアダプタを患者の呼吸回路近位側のエルボー型チューブと Y ピースの間に入れる。
- 患者タイプが患者に対して適切か確認する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 使用前に、トランスデューサのウィンドウに汚れや水分の付着がないかチェックすること。
- 終末呼気二酸化炭素濃度の測定中は、本品に赤外線をあてないこと。
- 気管内チューブに負荷がかからないように、本品を支えること。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. クリーニング/消毒

- クリーニングを行う前に、センサを取り外し、温度が室温に下がるまで30 分間待つ。
- 低刺激性の石鹸水を柔らかい清潔な布につけて、本品の表面全体を清掃する。
- 水で湿らせた布を使用して、本品およびケーブルを拭く。
- 下記消毒剤を使用して柔らかい清潔な布で拭く。
 - イソプルピル・アルコール70%液
 - 6%次亜塩素酸ナトリウム10%液（漂白剤）
 - Steris Coverage® スプレーHB

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。