

機械器具（12）理学診療用器具
高度管理医療機器 手動式除細動器（37806000）

* 「DFM100 シリーズ」の付属品
マイクロストリーム CO₂ トランスデューサ

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

本品は、呼吸回路からガスをサンプリングして測定するトランスデューサである。



2. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号	備考
989803183161	1 個

【保守・点検に係る事項】

1. クリーニング

- (1) 下記クリーニング剤のいずれかを柔らかい布に少し付けて拭き、その後、乾いた柔らかい布で本品の表面に残ったクリーニング剤をすべて拭き取る。
-イソプロピルアルコール(70%)と水(30%)との混合溶液
-水と、無香料で低刺激性の液体台所用中性洗剤との混合溶液
-0.5%～0.6%の次亜塩素酸ナトリウムと水との混合溶液
-Steris社製Coverage Plus NPdなどの第4アンモニウム化合物

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン
・AED コールセンター

電話番号：0120-802-337 平日 9 時～18 時

製造業者：フィリップス ゴールドウェイ（シェンチェン）
インダストリアル インク
(Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.)

国 名：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

- * 本品は、体外又は体内の電極を介して電気パルスショックを供給することによって心臓の除細動を行うことを目的として使用する。
また、生体情報モニタとしての機能も備える。

【使用方法等】

1. 本品を XL+ シリーズのハートスタート XL+に接続し、チューブを本品に接続する。
2. チューブを患者に装着する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品を無呼吸モニタとして使用しないこと。
2. 本品は、空気、酸素、または亜酸化窒素と混合した可燃性麻酔薬のある場所での使用しないこと。
3. 本品から1 cm以内の場所に強い磁場があると、本品の性能に一時的な影響を及ぼすおそれがある。
4. 動作不良を防止するために、本品を過剰な水分に曝さないこと。
5. 本品には校正が必要である。指示どおりの校正が行われなければ、本品による測定の結果が不正確になるおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。