

** 2026 年 3 月（第 8 版）
* 2024 年 7 月（第 7 版）

医療機器認証番号：225ADBZX00122000

機械器具（51）医療用鼻管及び体液誘導管
管理医療機器
酸素供給二酸化炭素収集経鼻カテーテル（36306000）
Expression 鼻カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 本品は一回限り使用のディスポーザブルであるので、再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、鼻カニューレ及びアダプタから成る。

2. 外観

本品には、用途により以下の種類がある。



3. 仕様

(1) 製品タイプ

製品番号		用途	備考
989803152561	9012	成人用	1 本
989803152571	9013	小児用	
989803152581	9014	幼児用	
989803152601	9016	成人用分離型	
989803152611	9016A	幼児用分離型	
989803152631	9016C	小児用分離型	

(2) 原材料

** 粘膜に接触する部分：ポリ塩化ビニル（DEHP 不使用）

3. 作動原理

酸素供給機器から酸素供給用チューブを介して患者へ酸素を送り、患者の呼吸を鼻プロングから回収し、呼吸用チューブを介して二酸化炭素濃度測定機器に送る。また、呼吸用チューブを介して二酸化炭素濃度測定機器に送るのみの場合がある。

【使用目的又は効果】

外鼻孔経由で酸素を供給するとともに呼吸から二酸化炭素を収集するために用いる。また、二酸化炭素の収集のみに用いるものもある。

【使用方法等】

- 鼻プロングが患者の鼻腔に適切に位置するよう、チューブを患者の耳にかけて装着し、チューブが外れないようにスリーブで長さを調節し、本品を生体情報監視用機器に接続する。
- アダプタ接続コネクタにアダプタを取り付け、酸素供給機器の使用方法に従い、当該機器に接続し酸素供給を行う。及び/又は呼吸用チューブのコネクタを二酸化炭素濃度測定機器に接続し、当該機器の使用方法に従い、二酸化炭素測定を行う。
- 患者から取り外す際には、スリーブを緩めてから取り外す。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 接続は確実にすること。
- 本品をねじったり、曲げたりしないこと。
- 火気のある場所で使用しないこと。

詳細は、本品および接続する医療機器の取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

・お客様窓口

電話番号：0120-556-494

平日 9 時～18 時

* 製造業者：サンメド ホールディングス、エルエルシー オルソー トレーディング アズ エアライフ

(SunMed Holdings, LLC also trading as AirLife)

国 名：アメリカ合衆国

取扱説明書を、必ず確認してください。