

**2019 年 5 月改訂 (第 4 版)
*2017 年 7 月改訂 (第 3 版) (新記載要領に基づく改訂)

器 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ JMDN: 35457000

ネブライザーキット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：非フタル酸可塑剤）を使用しています。

品目	品番	仕様	包装
ネブライザー マスクキット 成人用	HT1805	ネブライザーマスク 2.1m 酸素チューブ	25 個/箱
ネブライザー マスクキット 小児用	HT1807	ネブライザーマスク 2.1m 酸素チューブ	10 個/箱
ミニネブライ ザーキット	HT1801	ネブライザー マウスピース吸入用 酸素チューブなし T ピース	50 個/箱
ミニネブライ ザーキット	HT1806	ネブライザー マウスピース吸入用 2.1m 酸素チューブ T ピース	50 個/箱
ミニネブライ ザー チューブ付	HT1811	ネブライザー 2.1m 酸素チューブ	50 個/箱

【使用目的又は効果】

本品はエアロゾル化した医薬品等を吸入するのに用いる。

【使用方法等】

1. ネブライザーのキャップをはずし、処方に基づいて医薬品等をいれます。
2. キャップを元に戻し、ネブライザーをマスク又は T ピースに取り付けます。(T ピース付の場合)
3. チューブをネブライザーの根元までしっかりと接続し、もう一方を酸素または圧縮空気供給器に接続します。
4. マスクは顔面に固定し、T ピースにはマウスピースを取り付けて吸入します。(T ピース付の場合)
5. 流量は医師の指示に従ってください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 使用する前に漏れや閉塞がないことを確認してください
2. 使用中は常に患者の状態及び本品の観察を行い、異常がないことを確認してください。
3. 酸素チューブは気管内チューブまたは気管切開チューブと接続して使用しないでください。また、他の製品と接続するときはその互換性・安全性を十分確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管してください。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照してください。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル
TEL : 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377

外国製造業者:

エヴィオン メディカル社
Avion Medical Sp.Z o.o
ポーランド



株式会社フジメディカル