

器 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 内視鏡・関節鏡用接続チューブ JMDN: 70267000
イリゲーションセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

・本品は、灌流液バッグ等から薬液を採取するためのスパイク針、開閉用及び流量調整用のクランプ、輸液チューブ及びドリップチャンバー、内視鏡等に接続するための柔軟性あるチューブからなる。
・本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリオクチル、フタル酸ジイソノニル、テレフタル酸エステル）を使用。

(1) シングルタイプ (P09414/P09414I)



(2) ニツ又タイプ

(P09413/P09413I/P09413IS/P09413C/P09433/P09433CS)



(3) 四つ又タイプ (P09412/P09412IS)



全長（約）250cm/（約）300cm

品番	品種	チューブ 内径（約）	接続 チューブ 内径（約）
P09414	1Way セット	5mm	6mm
P09414I	1Way セット （先端肉厚チューブ）	5mm	5mm
P09413	2Way セット	5mm	6mm
P09413I	2Way セット （先端肉厚チューブ）	5mm	5mm
P09413IS	2Way セット （先端肉厚チューブ/ショート タイプ）	5mm	5mm
P09413C	2Way セット （先端肉厚チューブ/ショート タイプ/全長（約）300cm/ 円筒形チャンバー）	5mm	5mm
P09433	2Way セット （先端ルアーロックコネクタ）	5mm	—
P09433CS	2Way セット （先端ルアーロックコネクタ/ ショートタイプ/全長（約） 300cm/ 円筒形チャンバー）	5mm	—
P09412	4Way セット	5mm	6mm

P09412IS	4Way セット （先端肉厚チューブ/ ショートタイプ）	5mm	5mm
----------	------------------------------------	-----	-----

ショートタイプは、Y コネクタとドリップチャンバーの距離が短いタイプ。（約 5cm）

【使用目的又は効果】

本品は、鏡視下における手術及び検査時に、内視鏡・関節鏡に接続するためのチューブであり、薬液等を供給するために用いる。

【使用方法等】

1. セットのクランプを閉じ、薬液容器の用意をし、スタンド等に容器をつり下げて下さい。
2. スパイク針カバーを取り外し、容器のスパイク挿入口に刺して下さい。
3. 回路内を洗浄するため、クランプ及びローラークランプを解放し、回路内に薬液を充滿させプライミングします。
4. 回路内を洗浄後、クランプを閉鎖します。
5. サージカルチューブを内視鏡または関節鏡に接続して下さい。
6. クランプ及びローラークランプを解放し、薬液の流量を調整して下さい。
7. ドリップチャンバー内の半分程度を満たして使用します。
8. 使用している容器の薬液が無くなる前に、接続されている他の容器の回路を開放し、空になった回路は閉鎖して下さい。薬液を更に使用の場合は、容器を取り替え、この手順を繰り返して下さい。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品は E0G 滅菌済みにつき開封後 1 回限りの使用です。再滅菌・再使用しないで下さい。
2. 灌流液の投与開始時・投与中は、灌流液の落下状況、ドリップチャンバー内の液面の高さ、灌流液の減る速度等を必ず確認すること。
3. 使用中は接続部のゆるみ、液漏れ、灌流液容器同士の高低差によるチューブのねじれ、折れ曲がりが発生していないことを確認し、異常が認められた場合は使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。

＜有効期間＞

製品の外箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（自社データ）による]

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フジメディカル

TEL : 03-3356-8377

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社 フジメディカル

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL : 03-3356-8377

外国製造業者:

パシフィックホスピタルサプライ社（台湾）

Pacific Hospital Supply Co., LTD.

FUJI MEDICAL CORPORATION
株式会社フジメディカル