

歯科材料06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科適合試験用材料 70881000

## プッレシャー インディケーター ペースト

### 【禁忌・禁止】

本品またはシリコン系印象材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

- 〔形状・構造〕 〈本品：性状〉  
白色のシリコンオイル系をペースト状にした本品を容器に充填している。  
〈品番：容量〉  
単品（36 g）/MP-1（36 g）/MP-2（64 g）  
MP-3（113.5 g）/MP-4（36 g）/MP-5（29 g）  
〈付属品〉  
・PIPリムーバー  
・PIPスプレー  
・筆（硬・軟）  
・練板紙  
・プラスチックスプーン  
※付属品は品番によって組合せが異なる。
- 〔原 材 料〕 〈本品〉  
主成分：メチルポリシロキサン  
酸化亜鉛
- 〔原 理〕 義歯床に本品を塗布した後、口腔粘膜との圧点確認動作を行い、目視にて不適合部位を検出することができる。

### 【使用目的又は効果】

本品は、義歯床と口腔粘膜面との適合異常を直ちに検出し義歯床の不適合箇所を改善することができる。

### 【使用方法等】

- ① 本品を口腔内で使用する場合には、口腔内に出血など異常がないことを確認すること。
- ② 義歯床にペーストが付着しやすくするため、表面を乾燥させること。
- ③ 義歯床にペーストを、薄くゆっくりと筆のラインが出る程度に塗布すること。  
（③の後、義歯床にPIPスプレーを噴霧すると効果的である）
- ④ 義歯床を口腔内に装着し、口を閉じさせて軽く押さえること。
- ⑤ 圧痛が軽度の患者は、異常部位の検出に時間がかかるので義歯床をしばらく装着させるか、少し力を加えること。
- ⑥ 義歯床を慎重に取り出し、ペーストの不適合部分（義歯床が露出又はペーストが薄くなる）を確認すること。
- ⑦ 義歯床の不適合部分を削り、調整すること。
- ⑧ 患者の圧痛、違和感が無くなるまで②～⑦の操作を繰り返すこと。
- ⑨ 適合終了後、付着したペーストはティッシュペーパー等で拭き取ること。  
（PIPリムーバーを使用すると容易に拭取れます）

### 【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- ② 本品をアレルギー既往歴のある患者に使用するときは、十分に注意すること。
- ③ 本品に含まれる成分に対して、発疹や過敏症など既往歴のある術者は本品を使用しないこと。
- ④ 感染予防のため、患者に使用した付属品など再使用しないこと。
- ⑤ 本品は、印象面以外の口腔軟組織や皮膚に付着させないように注意すること。また、目に入った場合には直ちに流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- ⑥ 本品を飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて清潔な場所に保管すること。
- ・ 本品を使用後はフタを確実に締め、また液漏れを起こす場合があるので必ず容器を立てて保管すること。

〔有効期間〕

化粧箱に使用期限を記載。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 プロデント  
TEL：06-6957-1000  
<http://www.prodent.jp/>

製造業者：キーストン インダストリーズ  
Keystone Industries  
（アメリカ合衆国）