

類別 器09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般的名称 歯科用エックス線ビームアラインメント装置 31828000
一般医療機器

唾液感染予防袋 (スマートグリップ IP 用)

【警告】

撮影前後には、薬液にて消毒すること。

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品はPE製の透明な封筒状の袋形状である。



2. 寸法 誤差±5mm
50 x 300 x 0.04 (mm)

3. 原理

本品は口内法撮影時に、受像体（フィルム、イメージングプレート）およびスマートグリップIP等デバイスをカバーすることで、受像体、デバイス、イメージングプレート保護袋への唾液等の付着を防止する
X線の位置合わせデバイスの保護袋となる。

【使用目的、効能又は効果】

フィルムポケットおよびイメージングプレートの保護袋の汚れは現像機およびイメージングプレート読み取り装置の汚染につながる恐れがあり、ポケット、保護袋の洗浄が必要になるが手間がかかる上、衛生的な確度は低く、ポケット等に汚れが付着しないほうが衛生管理の面で優位なことから、当製品を被せることでフィルムポケット、イメージングプレート保護袋への唾液等の付着を防ぐことができポケット等の衛生管理を軽減できる。

【操作方法又は使用方法】



洗浄および消毒したスマートグリップ IP にフラットバッグでカバーをしたIPを装着し、当該製品である唾液感染予防袋をその上に装着し、目的歯に設定し、X線撮影を行う。開口部よりスマートグリップIPに被せることにより、装着する。その際、スマートグリップIPのIP保持部側より挿入し、グリップ部までシワの無いように伸ばしながら装着し、単回使用のため、撮影後は破棄する。唾液等が付着していないフィルムポケットあるいはイメージングプレート保護袋を取り出せる。

【使用上の注意】

使用前後に、破れ、欠け、変色、破損等異常のないことを確認すること。

イメージングプレート（IP）の装着の際は使用方法の通り、正しく装着すること。
撮影前後は使用方法の通り消毒すること。
単回使用のため、再使用禁止。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

貯蔵・保管方法：高温多湿を避け室内保存
使用期限：購入後1年

【保守・点検に係る事故】

使用前後に、破れ、欠け、変色、破損等のないことを確認し、異常のあるものは使用しないこと。
使用後は、感染防止のため、洗浄および薬液により消毒すること。
保管時に雑菌等の付着を防ぐため、正常な場所に保管すること。

【包装】

500枚／1箱。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社フラット
兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
株式会社フラット
兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028

製造業者
株式会社フラット
兵庫県神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345
FAX 078-412-2028

取扱説明書を必ずご参照下さい。