

**2021年 7月 改訂(第3版)

*2017年11月 改訂(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

歯科材料(02) 歯冠材料

管理医療機器 一般名称:歯科インプラント用上部構造材 JMDNコード:70819000

Cleanlant ヒーリングキャップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・Dentis 社製の歯科用アバットメント以外に使用しないこと。
- ・本品は、ディスポーザブル製品であり、再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

「製造販売業者」

株式会社プロシード

ProSeed

TEL:03-5468-1666 FAX:03-5468-1650

http://www.proseedcorp.com/

「製造業者」

Dentis Co., Ltd. デンティス カンパニー リミテッド
Korea 大韓民国

*【形状・構造及び原理等】

本品は、Dentis 社製の歯科用アバットメント専用のヒーリングキャップである。サイズ等については包装表示ラベルに記載されている。

(1) ソリッド ヒーリング キャップ



品 番
DISHC30
DISHC40
DISHC55
DISHC70

(2) ソール ヒーリング キャップ



*品 番		
DSHC45	DSHC455	DSHC657
DSHC48	DSHC457	DSSASHC404
DSHC55	DSHC555	DSSASHC405
DSHC60	DSHC557	DSSASHC407
DSHC65	DSHC655	

** 原材料:ポリアセタール (組織・体液等に接触する材料)

【使用目的又は効果】

補綴物を装着するまでの間、アバットメントの上に装着し、アバットメント内部への不純物の侵入を防ぐ。

【使用方法等】

1. 二次手術が終了し、歯肉が治癒した後にカバースクリューまたはヒーリングアバットメントを除去する。
2. アバットメントをフィクスチャーに締結する。
3. 補綴物作製のための印象採得を行う。
4. ヒーリングキャップをアバットメントに被せ、緩みがないことを確認する。
5. 補綴物が完成したら、ヒーリングキャップを除去し、補綴物を固定する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品を加工して使用しないこと。
2. 指定されたアバットメント以外に使用しないこと。
3. 装着するアバットメントのサイズに適合するキャップを使用すること。
4. 使用前に外観検査を行い、変形や、疵のある製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:常温保存