

販売名：FM ハロゲンライトソース

【警告】

【取扱説明書】を必ずお読みいただき適切な方法でご使用ください。

【禁忌・禁止】

1. 本品を目的以外（手術、診療以外での使用）で使用しないで下さい。
2. 本品に劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止して下さい。
3. 器具を落下させないでください。また、強い衝撃を与えないで下さい。
4. 本品を曲げたり、切削、打刻（刻印）等の二次加工、または改造は折損等の原因になりますので絶対に行わないでください。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造

(1) 外観図（フロントパネル）



(2) 背面図（リアパネル）



(3) 品番・規格

【FM-H150/2】

- (1) 対応電圧：AC-100V 50/60Hz
- (2) ランプの性能：24V 150W ランプ寿命 50 時間
- (3) 色温度：3000K 以上
- (4) 照度：16000Lx
- (5) 最大消費電力：300W
- (6) 重量：4Kg
- (7) 寸法：280 (w) X260 (D) X120 (H) mm

2. 原材料

ステンレス鋼（構成部品：アルミニウム合金）

*【使用目的又は効果】

本品は、一般手術又は診療に用いる強い光（冷光ということが多い）を発生させる装置をいう。光は直接又は通常、光ファイバケーブルを介して接続された治療用装置（ヘッドライト、顕微鏡、内視鏡等）に送られる。ただし、内視鏡はこの目的のため専用の光源を備えている。

*【使用方法等】

使用方法

- (1) 装置の周りに十分な空間を設け（後方に約 15cm
- (2) 電源コードを光源装置に差し込んでください。
- (3) 電源スイッチを押し、起動させます。
- (4) 治療用装置のファイバケーブルを光源装置のどちらかのコネクタ 1 か 2 に接続します。
- (5) 切り替えスイッチで、コネクタを選択してください。
- (6) 光量調整つまみで適切な光量を調整してください。

【使用上の注意】

- (1) 注意事項の厳守
 - ・器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守って下さい。
- (2) 使用者の限定
 - ・本品は医科医療有資格者以外は使用しない事。
- (3) 使用前の注意
 - ・器具の使用前は、点検を行って下さい。
 - （本品に変形や傷、ひび等ないか、器具が正常に作動する事等）
 - ・常温、常湿で清潔な場所に保管して下さい。

【取り扱い上の注意】

- (1) 器具の寿命を著しく低下させるので粗雑な取り扱いはいしないで下さい。
- (2) 器具の変形の原因となるのでトレー、コンテナによる器具の移動及び保管は丁寧に行ってください。

*【保管方法及び有効期間等】

常温、常湿で清潔な場所に保管して下さい。
水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避け保管して下さい。

*【保守・点検に係る事項】

動作機能点検の実施

- ・本品は、日常点検し、正常に作動する事を確認して下さい。

【包装】

1 台/箱

*【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

有限会社フォーメディックス
**TEL：03-6280-7233

〈製造業者〉

株式会社エムエーコーポレーション