

器具機械2 医療用照明器
一般医療機器 汎用光源 32037000

販売名 NIES(ニーズ)

【禁忌・禁止】

本品は、金属及びガラスの成分に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

構造及び各部の名称



【使用目的、効能及び効果】

本品は、診療用に用いる強い光を発生させる装置である。LED特有の青色光を赤と緑の光学フィルターで補正し、ナチュラルに見やすくする。

【品目仕様等】

1. 寸法及び重量

- 1) 全長: 165 mm
- 2) 重量: 約84 g
(電池は含まない)

2. 電氣的定格

電源: 単3型アルカリ電池 2本
照明: LEDライト

3. 電磁両立製規格(EMC)

本品は、JIS T 0601-1-2:2018に適合している

【使用方法等】

1. 組立

- 1) 電池収納部を反時計回りに回転させてホルダー部から取り外す。
- 2) 電池収納部に電池の+ (プラス) 側がライト側に向くようにして2本入れ、電池収納部を時計回りに回転させて確実に締め付ける。

2. 操作

- 1) スイッチを押してライトを点灯させる。
スイッチを軽く押すことで、High⇔Lowの点灯モードが切り替わります。
- 2) スイッチを強く押すことで消灯します。
- 3) ライトの先端部を前後に動かすことで、ズーム調整ができます。

【使用上の注意】

1. 口腔内観察以外には使用しないこと。
2. 観察部位を照らす場合、ライト収納部が口腔内に入らないようにすること。
3. 落下などの強い衝撃を与えないこと。
4. 本体内部に水や薬液が入らないよう注意すること。
5. オートクレーブ滅菌や煮沸消毒は行わないこと。
6. 使用後は、エチルアルコールやイソプロパノールを含ませたガーゼや綿棒でライト本体とレンズ面を清拭すること。
7. ライト本体を消毒する際はゴム手袋等を着用すること。
8. 点灯したライトを直接見たり、他人の目に向けたりしないこと。
9. 破損、劣化、異常が見られたら使用を中止すること。
10. 本品の使用により、発疹、皮膚炎など過敏症が現れた患者には使用を中止すること。
11. HIGHの点灯状態のまま一定時間使用すると本体が暖くなるので使用後は必ず消灯を確認すること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 長時間使用しない際は、電池を抜いて保管すること。
電池の液漏れの原因になります。
2. 水や薬液のかからない場所に保管すること。
3. 高温・多湿となる場所は避け、湿気やほこりの多いところへの保管は避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本体及びガラス面の清拭にはエチルアルコールもしくはイソプロパノールを含ませたガーゼや綿棒で油成分や指紋を拭き取ってください。指定以外の薬剤は使用しないでください。
2. 電池は定期的に点検し、液漏れがないか確認してください。
3. 電池の消耗により明るさが低下した場合は同時に2本の電池を交換してください。
4. 電池の交換は、新旧及び異種の電池は使用しないでください。

【包装】

1本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■ 製造販売元

不二ヘルスケア商品部

〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-8-4

井門瓦町第2ビル5階

TEL : 06-7166-6824

■ 製造元 : 不二精機株式会社 松山工場

取扱説明書を必ずご参照ください