

医療用品 05 副木
一般医療機器 手・指用副木（JMDN コード 16210000）

リンク フィンガースプリント

【警告】

- ・本品は医師等の適切な訓練を受けた習熟者以外は使用しないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本品は使用目以外の用途に使用しないこと。
- ・本品を切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因になるので、絶対に行わないでください。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

代表製品



付属品：ベルクロテープ

製品番号一覧

製品番号	
10-2209/01	10-2219/06
10-2209/02	10-2219/07
10-2209/03	10-2228/01
10-2209/04	10-2228/02
10-2209/05	10-2228/03
10-2209/06	10-2228/04
10-2209/07	10-2228/05
10-2209/55	10-2228/06
10-2219/01	10-2228/07
10-2219/02	10-2228/10
10-2219/03	10-2228/11
10-2219/04	10-2228/55
10-2219/05	

付属品

製品番号
10-2227/02
10-2227/04

〈原理〉

治療する指を固定するため固定用テープが付属品としてある。

【使用目的又は効果】

損傷した手又は指を固定するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品を損傷した指に装着させる。



2. 装着後、さらに固定するためにベルクロテープを巻きつける。



【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず洗浄・（保守・点検に関する）してください。
- (2) 使用前に損傷がないことを確認してください。
- (3) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないで下さい。
- (4) 次の患者には慎重に適用すること。
患部に皮膚障害（感染創、潰瘍、発疹、腫脹等）がある患者。本品を使用する場合は、局所管理を十分に行い、慎重に使用すること。症状を悪化させるおそれがあります。
- (5) 本品使用中に、痛み、しびれ等の症状があった場合は、直ちに医師に連絡するよう患者を指導すること。
- (6) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。

【保管方法及び有効期限等】

直射日光を避け常温で保管すること。

【包装】

本品：30 個・35 個・40 個 / 箱

付属品：ベルクロテープ：40 個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社アルファメッド

住所：東京都港区西麻布 3-6-4 麻布パレス

TEL：03-3403-5432

外国製造所の国名：ドイツ

製造業者名：

Waldemar Link GmbH & Co.KG

ワルデマール リンク ゲーエムベーハー アンド シーオー ケーゲー