

- ・ 他社製品と組み合わせて使用しないこと。

<高齢者への適用>

高齢者は、骨粗鬆化している場合が多く、術中に過度の力を加えることにより骨折する可能性があるので慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

1. 本製品は、高温・高湿を裂け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管すること。また、水漏れや直射日光は避けるよう細心の注意を払うこと。
2. 本製品は、貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や、衝撃を避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常点検し器具が正常に動くことを確認すること。特に、変形や傷がないか充分点検すること。
2. 本品使用後は、直ちに洗浄、すすぎ等の汚染除去を行った後、血液等異物が付着していないことを確認し、以下に示す洗浄、滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行い保管すること。

洗浄について

- 1) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品が乾燥しないように直ちに洗浄すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗浄は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適切な濃度で使用する。
- 3) 洗浄装置（超音波洗浄装置）を使用するときには、接触して損傷することがないように注意すること。また、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い説明書を遵守し、器具の隙間、嵌合部、筒状部に異物等がないことが確認できるまで洗浄すること。
- 4) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 5) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用しないこと。
- 6) 洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は使用しないこと。
- 7) 洗浄及び滅菌に使用する水は出来るだけ蒸留水・脱イオン水を使用すること。
- 8) 分解可能な機械器具は分解した状態で洗浄すること。
- 9) 複雑な構造を有する機械器具は隙間部、嵌合部を柔らかいブラシ等で入念に洗浄し、異物がないことを確認すること。
- 10) 機械器具の組み立てには専用のドライバー等の器具を使用し確実にネジ止め、締め付けを行い、器具の破損、緩み等の無いよう注意すること。
- 11) 中空状の機械器具の洗浄では、棒状のクリーナーで内部の組織・残屑を除去してから洗浄すること。
- 12) 洗浄に際しては、予浸、用手洗浄、複雑な構造を有する場合は超音波洗浄、消毒を行うこと。その際、酵素洗剤、中性洗剤を使用すること。
- 13) 洗剤、異物等を完全に除去するため、洗浄ステップごとにすすぎを行うこと。

*滅菌について

- 1) 本品は未滅菌のため、使用に際しては必ず洗浄を行い下記の条件又は各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行うこと。
- 2) エチレンオキシド滅菌及び低温滅菌方法は使用しないこと。
- 3) 錆を防ぐ為、汚れが残った状態で滅菌・消毒を行わないこと。
- 4) 変形や破損の原因となるので 137℃を超えないこと。

標準的滅菌方法：高圧蒸気滅菌

滅菌条件	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
プレバキューム	134℃	5 分間	20 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布 3-6-4
TEL：03-3403-5432

製造業者名：ワルデマール リンク ゲーエムベーハー
アンド シーオー ケイジー
(Waldemar Link GmbH & Co. KG)
国名：ドイツ