

フィンガーフック

【形状、構造及び原理】

本品の形状は以下のとおり。
サイズ：S、M、L の 3 種類がある。



原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、腱鞘切開術等の手の外科手術及び処置で、手の指を開いた状態を保持するために使用する。

【使用方法等】

1. 滅菌処理について

- 1) 本品は、未滅菌の状態を提供されるため使用前に必ず洗浄、滅菌してから使用すること。【保守・点検】参照
- 2) 使用後は、洗浄及び滅菌をした後に乾燥させて、次の使用に備え保管しておく。

2. 使用方法

- 1) 本品は右手、左手兼用です。
- 2) 右手に使用する場合と左手に使用する場合に、固定する指を変更します

図 1：右手に使用するとき（母指、中指、小指を固定して使用する）



図 2：左手に使用するとき（母指、示指、小指を固定して使用する）



【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。

- 2) 本品を包装から取り出す際、使用後及び洗浄・消毒・滅菌時には先端に十分注意して取り扱うこと。
- 3) 本品の使用前に、汚れ、傷及び変形等がないことを確認の上使用すること。これらの異常を認めた場合は使用しないこと。
- 4) 折損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- 5) 本品は、使用目的に合わせて繊細かつ精巧に作られているため、変形或いはキズをつける等の粗雑な取り扱いが本品の寿命を著しく低下させることがある。
- 6) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄すること。
- 7) 本品は金属であるため、度重なる使用や洗浄・滅菌により金属疲労により破損することがある。
- 8) 性能が落ちた場合は、早めに新品と交換すること。
- 9) 錆取、熱ヤケ除去作用のある洗浄剤を使用すると、表面光沢が変化することがある。
- 10) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、適切な方法（焼却等）にて廃棄すること。
- 11) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

【不具合・有害事象】

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が起こる可能性がある。

- 1) 適切な洗浄・滅菌をしないことによる感染。
- 2) 手術従事者の皮膚の裂傷やグローブの破れ。
- 3) 本品の術中の破損により起こる患者や手術従事者の損傷または手術時間の延長及び再手術。
- 4) 金属アレルギー
- 5) 周囲の神経障害

【貯蔵・保管方法】

1. 本品は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管すること。また、水漏れや直射日光は避けるよう細心の注意を払うこと。
2. 本品は、貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や、衝撃を避ける等の注意を払うこと。

【保守・点検】

1. 本品に、変形や傷がないか充分点検を行うこと。
2. 洗浄・滅菌について

（洗浄）

- 1) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品が乾燥しないよう直ちに洗浄すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗浄は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適切な濃度で使用する。
- 3) 洗浄装置（超音波洗浄装置）を使用するときには、接触して損傷することがないように注意すること。
- 4) 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い説明書を遵守し、洗浄すること。
- 5) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 6) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。洗浄には、やわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

- 7) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着したときは水洗いすること。
- 8) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、精製水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。

(滅菌)

- 1) 本品は、**未滅菌**の状態出荷されます。使用する前にパッケージから取り出し、洗浄を行った後、必ず滅菌すること。
- 2) 推奨する滅菌方法を示す。

滅菌方法	温度	滅菌時間	乾燥
プレバキューム式オートクレーブ	135℃	3 分	20 分以上

- 3) エチレンオキシド滅菌及び低温滅菌方法を使用しないこと。
- 4) 錆を防ぐ為、汚れが残った状態で滅菌を行わないこと。

3. 本品の修理については、弊社にご連絡ください。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名： 株式会社アルファメッド
〒106-0031 東京都港区西麻布 3-6-4
TEL：03-3403-5432 FAX:03-3403-5433

製造業者名：株式会社坂本設計技術開発研究所

お問合せ先： 小室整形外科医院 地域連携室
TEL：050-3486-9806