

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 (JMDN: 70722000)
E L 技工用アバットメントスクリュー

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

- ・本品は「プラトンELインプラント」「EL-BiOインプラント」「Eight-Lobe Pro インプラント BiO」「Eight-Lobe Pro インプラント SAG」専用のため、他のインプラントには使用しないこと。〔相互作用の項参照〕

<使用方法>

- ・ナローコネクション (NC) とレギュラーコネクション (RC) の混同に注意すること。
- ・本品は口腔内で使用しないこと。

【取扱い上の注意】

- (1) 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088 (代) FAX 042-737-6708

***【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕



NC (黄色)



RC (マテシタ色)

〔材質〕チタン合金 (Ti-6Al-4V 合金)

【使用目的又は効果】

歯科技工所において歯科用インプラントの補綴物を作製する際に、模型内のレプリカにアバットメントを装着・固定するために使用する。

****【使用方法等】**

ヘックスドライバー⁽¹⁾を使用し、作業用模型内にあるフィクスチャーレプリカ⁽²⁾又はエイトローブ P r o ラボアナログ⁽³⁾にアバットメントを固定する。

(1)～(3)を付した製品は本品には含まれず、それらの販売名、届出番号は下記のとおりである。

(1)ヘックスドライバー(届出番号: 13B1X10081000014)

(2)フィクスチャーレプリカ(届出番号: 13B1X10081000029)

(3)エイトローブ P r o ラボアナログ(届出番号: 13B1X10081000052)

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ・本品の使用前に、組み合わせて使用する製品と適度な嵌合状態を保つことの確認を行うこと。

2) 相互作用 (他の医薬品・医療機器との併用に関すること)

〔「併用禁忌・禁止」併用しないこと〕

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせるよう設計されている。指定以外の製品とは組み合わせ使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起る恐れがある。

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照下さい。