

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー（16350000）

ジーシー ディスポーザブルトリプルトレー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状

形 状	カラー	材 質
片顎用	緑	トレー本体：ABS樹脂 メッシュ：不織布 連結部：ステンレス鋼

構造

ABS樹脂からなるトレー本体と不織布からなるメッシュを有し、トレーの後部はステンレス鋼による連結部を有する。

原理

本品は、シリコーン印象材、アルギン酸塩印象材を盛り付け、口腔内の印象を採得する。

【使用目的又は効果】

印象採得時に印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具である。

【使用方法等】

- 1) 患者の口腔内にトレーを試適し、挿入位置を確認します。
- 2) 練和した印象材をトレー上に盛り付け、口腔内に挿入し、印象材が硬化した後、口腔内から撤去します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 患者の嘔吐反射をもたらし恐れがあるため、盛る印象材の量、緩さを適切にすること。また、印象採得中は患者の状態に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ③使用前に必ず製品の点検をすること。
 - ④破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
 - ⑤破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
 - ⑥使用前に消毒する場合は、エタノールで拭くこと。
 - ⑦本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ⑨廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：プレミアムプラスジャパン株式会社

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480