

DENU ジンジコード

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本品の成分に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品には、直径の異なる以下の 5 種類のコードがある。



サイズ	直径 (mm)	全長 (cm)	色
000	0.65±0.10	300cm±5%	黒
00	0.82±0.10		橙
0	0.99±0.10		紫
1	1.10±0.10		青
2	1.25±0.10		黄緑

材質：綿

染料：親水性染料（蛍光漂白剤を含まない）

【使用目的又は効果】

支台歯形成の間、歯肉を圧排するために用いる。

【使用方法等】

- 適用部位に適したサイズのコードを選択する。
- 適切な歯肉圧排器具を用いて、コードを歯肉溝に挿入する。
- 圧排が得られた後、コードを歯肉溝から除去する。

【使用上の注意】

【使用注意】（次の患者には慎重に適用すること）

- 本品あるいは類似の成分に対して発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症の既往歴の有無を確認し、既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
- 本品の使用により発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

【重要な基本的注意】

- 歯周組織の状態・形態を考慮し、適用部位に適したサイズのコードを選択すること。
- コードを設置する際に、コードがほつれないように注意すること。
- コードを口腔内に取り残さないよう注意すること。
- コード切断用のカッターに注意して使用すること。
- 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 清潔な環境で保管すること。
- 使用後は蓋を閉め、乾燥した場所で保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：HDI Inc.
(国名：大韓民国)