

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDNコード 37434000

フレックスサライバエジェクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 本製品に使用されている材質に発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療従事者及び患者への使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状



本体



アダプター

材質：本体外部：ポリ塩化ビニル
本体内部：スチール（クロムメッキ）
アダプター：ポリ塩化ビニル

【使用目的又は効果】

歯科用の吸引装置に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

- (1) エジェクターの角度や長さを適切に調整する。
- (2) 患者の顎でエジェクターの基部を引っ掛けて、エジェクターを固定する。
- (3) エジェクター先端で頬や舌を圧排しながら、口腔内の水分や切削片を除去する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・不適切な吸引をしないよう注意して操作すること。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 本品は未滅菌であるので、使用前に必ず洗浄・消毒をすること。
- (3) アダプターを用いて、吸引装置に確実に接続すること。
- (4) 破損、摩耗、腐食、変形、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- (5) 強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- (6) 使用中に抜けないよう、吸引装置の管にしっかり差し込むこと。
- (7) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (8) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び使用期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

破損、摩耗、腐食、変形、その他損傷等が確認された場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Delian Technology and Trading Beijing Co., Ltd.
(国名：中華人民共和国)