

テフロンコートマトリックスバンド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

・本品に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。

<使用方法>

・再使用禁止
・再滅菌禁止

- (4) 本品は再使用しないこと。
- (5) 洗浄液や消毒液を使用する際は、その説明書に従って洗浄・消毒をすること。腐食性の強い化学溶剤は使用しないこと。
- (6) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (7) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (8) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【形状・構造及び原理等】

<形状>



素材 ステンレス鋼、テフロンコーティング

<原理>

歯間隣接部に本品を装着し、充填材が適切な形になるように輪郭を与える。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 清潔な環境で保管すること。
- (2) 高湿、腐食性物質、直射日光を避けて保管すること。
- (3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066製造業者：Tangshan Zhengtong Exhibition Co., Ltd
(国名：中華人民共和国)

【使用目的又は効果】

口腔内で歯を形成又は修復する際に、隣接歯と分離し、修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用方法】

- (1) 窩洞のサイズに合ったテフロンコートマトリックスバンドを選択し、ピンセットで把持し、適切な形状に変形させる。
- (2) テフロンコートマトリックスバンドを隣接面に挿入する。
- (3) 適切なサイズのウェッジを歯間空隙に挿入し、固定させる。
- (4) 本品のタブを隣接歯の咬合面側に折る。
- (5) 歯面処理した後、コンポジットレジンを充填する。
- (6) 充填後は、装着の逆順（ウェッジ、本品）に撤去する。

【使用上の注意】

〔使用における注意〕（次の患者には慎重に適用すること）

- (1) 本品あるいは類似の成分に対して発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症の既往歴の有無を確認し、既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
- (2) 本品の使用により発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

〔重要な基本的注意〕

- (1) 本品の誤飲に注意すること。
- (2) 本品を使用する前に、形状不良等がないことを目視で確認すること。
- (3) 本品は未滅菌のため、使用前に必ず適切な方法で滅菌又は消毒をすること。