

フォアヘッドサポート ガリレアンルーペ コードレスタッチライト

【禁忌・禁止】

- ・使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、目に直接照射したり、点灯中にヘッドランプの光を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状】



【構成】

- ①ヘッドランプ、②充電式バッテリーパック、③充電器、④オレンジフィルター、⑤USB アダプター、⑥USB ケーブル、⑦六角レンチ

【仕様】

①ヘッドランプ	
照度	35,000lx
色温度	4,500～6,000K
ランプ直径	19mm
LED ランプ寿命	約 50,000 時間
②充電式バッテリーパック	
電氣的仕様	リチウムポリマーバッテリー (定格電圧 3.7V、容量 500mAh)
③充電器	
寸法 (幅×奥行×高さ)	62mm×58mm×12mm
接続端子	Type-C
⑤USB アダプター	
定格入力電圧	AC 100～240V
定格出力電圧	DC 5V

【材質】

主な材質：光学ガラス

【使用目的又は効果】

歯科医療従事者の頭部に装着するよう設計された装置（ランプ）である。手術、診断、治療中に視野を直接照明する目的で用いる。

【使用方法等】

- (1) 使用前に充電式バッテリーパックを充電する。
- (2) ヘッドライトを双眼ルーペ（別売）に接続する。
- (3) ヘッドライトにバッテリーパックを装着する。
- (4) バッテリーパック上部をタッチしてヘッドライトの明るさを調節する。（調光は 3 段階）
- (5) ヘッドライトの角度を調節する。

【使用上の注意】

- (1) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は、使用しないこと。

- (2) 互換性のある同一製造業者製の双眼ルーペに接続すること。
- (3) 漏電、発火又は感電を防ぐため、水気のある場所では使用しないこと。また、水分に浸したり、濡れた手で触れたりしないこと。
- (4) ヘッドランプは使用中に熱をもつため、直接触れないよう注意すること。
- (5) バッテリーパックは、直射日光及び加熱された表面との直接接触を避け、過熱を防止すること。
- (6) バッテリーパックに強い衝撃を与えないこと。特に鋭利な物体との接触を避けること。
- (7) アルコール、メタノール、アセトン等の可燃性または爆発性物質の近くでバッテリーパックを使用しないこと。
- (8) バッテリーパックの充電には付属の充電器を使用すること。付属品以外の充電器を使用した場合、電力仕様が適合せず、故障・火災のおそれがある。
- (9) バッテリーパックから漏液が生じた場合は直ちに使用を中止し、漏出した液体に触れないこと。
- (10) USB ケーブルを強く引っ張ったり、小さく折り曲げたりしないこと。
- (11) 異常な発熱、異臭、発煙等が認められた場合は直ちに使用を中止すること。
- (12) 本品を分解、改造しないこと。
- (13) 本品は耐熱性ではないため、滅菌等で加熱しないこと。
- (14) 本品は防水仕様ではないため、水洗い、浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- (15) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (16) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (17) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 衝撃を避けるため、付属の収納箱で保管すること。
- (2) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 清掃の際は、直接水をかけたり、浸漬したりしないこと。
- (2) 接続箇所の緩みや破損・不具合がないか定期的に点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Guilin Yikeshi Medical Instrument Co., Ltd.
(国名：中華人民共和国)