

## シリコンアスピレーターチップ

## 【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]



[材質]

シリコン

[寸法]

全長：45 mm

底面内径 7.7mm(公差±5%) 先端内径 1.7mm(公差±5%)

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社  
電話番号 06-6845-0066製造業者：Faithful Medical (Hebei) Co., Ltd.  
(国名：中華人民共和国)

## 【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具をいう。口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

## 【使用方法等】

- (1) 使用前に滅菌する。(例 134℃/5 分、121℃/15 分)
- (2) アスピレーターチップの根元を歯科用吸引装置に接続する。
- (3) 通法に従い、水分及び切削片等を吸引する。
- (4) 使用後は適切に洗浄し、滅菌する。

## 【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- (2) 製品の破損や変形、あるいはパッケージの破損が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 使用時は過度な力を加えないこと。
- (4) 使用前の滅菌は高圧蒸気滅菌【保守・点検に係る事項】を参照すること。
- (5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (6) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (7) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 直射日光、紫外線、高温多湿及び腐食性ガスを避け、換気の良い清潔な場所に保管すること。また、室温にて保管すること。
- (2) 保管時の変形や破損を防ぐため、上に重い物を載せないこと。
- (3) 滅菌後の製品を保管する際、汚染を防ぐために清潔な場所に保管すること。
- (4) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- (1) 滅菌は高圧蒸気滅菌すること。各医療機関において検証、確認された滅菌条件で行うこと。
- (2) 高圧蒸気滅菌のセット又は包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- (3) 完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期間等】参照）すること。