

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用仮封材（70871002）
ルミコン テンポラリー シーラー ホワイト

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

本材又は類似の成分に対して、過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状：ペースト
- 2) 成分：焼き石膏、酸化亜鉛、硫酸亜鉛、その他
- 3) 色調：アイボリー
- 4) 原理：本材の石こう成分が、口腔内の水分と反応し固まる。

【使用目的又は効果】

歯の仮封に用いること。

【使用方法等】

本材は練和や加熱の必要がない水硬性即時仮封材です。窩洞の仮封及び液状でない薬剤のストップングに使用できます。

- 1) 必要量を直接窩洞にインスツルメントで填入します。
- 2) すぐに硬化が始まり、1時間後に通常の咀嚼が可能となります。
- 3) 撤去の際には、容易に除去できます。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 窩洞が深い場合には歯髄に刺激を与える恐れがあるため、適切な方法によって歯髄を保護すること。
- 2) 接着効果をあげるため、できるだけ乾燥した歯質に填入すること。
- 3) 使用するインスツルメントには水分が付着しないように注意すること。また、本材を容器から採取するインスツルメントと口腔内に填入するインスツルメントは混用しないこと。
- 4) 硬化後は過度な咬合圧をかけすぎないように注意すること。
- 5) 使用後は、湿気を避けるため必ず付属のフィルムで本材表面を覆い容器を密栓すること。
- 6) 長期間保存の場合、表面の粘度がやや硬く感じられることがあるが、取出して歯科用手袋を着用し指でもむと適当な稠度になる。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本材が、目や皮膚、衣類に付着しないように十分注意すること。
 - ②本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
 - ③目に入った場合、又は粘膜に接触し刺激をおこした場合は、直ちに大量の流水で洗浄し、必要なら医師の診断を受けること。
 - ④本材を誤飲させないように注意すること。万一誤飲し、その後何らかの症状が現れた場合には医師の診断を受けさせること。

2) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発赤、びらん、水疱、浮腫などの過敏症状が発生することがある。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

本材は直射日光・高温多湿を避けて、25℃以下で保存すること。

【有効期間】

包装に記載の使用期限のとおり。

〔記載の使用期限は自己認証（当社データ）による〕

****【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）

製造業者：クルツァー社、ドイツ

Kulzer GmbH