

歯科材料3 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用接着材料 (70834000)
コンタクトプライマー

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞
メタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：液体

組成：メチルメタクリレート、その他

原理：本材は、義歯床用接着材料であり、レジン歯基底面の溶解を行い、レジン歯と義歯床の接着を補助します。

【使用目的又は効果】

義歯床の作製、補修及び裏装においてレジン歯への義歯床の接着に用いる。

***【使用方法等】**

1. 脱ロウ後、石膏模型面に分離材（クルツァー社製「アイスラー」推奨）を塗布します。
2. 分離材を乾燥させた後、目の粗いダイヤモンドバー等を用いてレジン歯の基底面を粗面化します。
3. レジン歯の基底面全体を覆うように本材を塗布します。（30秒浸透させてください。）
4. 続けて2回目の塗布も同様に行います。
5. 通法に従い、アクリルレジン床義歯を完成させます

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ① 本材の作業時間は、塗布後約10分です。塗布後10分以内に作業を完了すること。
- ② 床義歯のリペアについても、上述の通り、目の粗いダイヤモンドバー等を用いてレジン歯の基底面を粗面化すること。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
- ① 本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした患者及び術者は、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ② 本材を使用する際には、保護メガネ、手袋などを使用し、直接本材に触れないこと。本材が皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿などで拭いた後、直ちに多量の流水で洗浄すること。また、万一、目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ③ 本材は、呼吸器系に刺激を与える恐れがあるため、本材の蒸気を吸入しないこと。適切な換気（1時間あたり数回）がなされている場所で本材を使用すること。本材の蒸気を吸入した場合には、新鮮な空気を吸入し安静にすること。気分が悪い場合には医師の診察を受けること。
- ④ 本材は引火性が強いいため、火気の近くで使用しないこと。作業中には煙草を吸わないこと。また、静電気放電に対する予防措置を講ずること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 本材は、直射日光・高温・多湿を避け、25℃以下で保管すること。
- ② 容器から取り出した溶液を戻したり、別の容器に移し替えて保管したりしないこと。
- ③ 使用及び保管場所には消火装置を備えること。

〔有効期間〕

包装に記載の使用期限のとおり。

〔記載の使用期限は自己認証（当社データ）による〕

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：クルツァー ジャパン 株式会社

住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町4-174

電話番号：03-5803-2151（代表）

製造業者：クルツァー社、ドイツ

Kulzer GmbH