

2026 年 3 月 (第 1 版)

機械器具 (55) 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄剤注入用具 (JMDN：70463000)

再使用禁止

ディスポーザブルブラダーエバキューエータ

【禁忌・禁止】

1. 内視鏡下手術、検査処置以外の目的には使用しないこと。
2. 再使用禁止 再滅菌禁止

【形状、構造及び原理】

1. 形状



2. 構造及び原理

本品は内視鏡下手術用器具であり、梱包されている製品の製品名・カタログ番号などについては直接の容器・被包に記載してある。

特別受注生産品（オーダーメイド製品）は、表示、形状、及びカタログ番号の変更がある。

3. 原材料

ボトル：PVC（ポリ塩化ビニル）（DEHP（フタル酸ジエチルヘキシルを含有しない） / アダプタ、スクリューキャップ、キャップ：ポリプロピレン / チューブ：シリコン（天然ゴム（ラテックス）は使用していない）

【使用目的又は効果】

洗浄剤を注入するために使用する。

【使用方法等】

1. 使用前準備

- (1) アダプタをチューブに接続する。
- (2) チューブをスクリューキャップに接続し、セットが完了する。

2. 使用方法

(1) ボトルの充填方法

- ① スクリューキャップを手で締める。
- ② ボトルを握り空気漏れテストをする。空気漏れがある場合は、スクリューキャップをややきつめに締め、チューブが確実に接続されているかどうかを確認する。それでも、漏れがある場合には使用を中止する。

- ③ 本品を逆さまにし、アダプタを灌流液の中へ付ける。ボトルを握って空気を排除した後、手を緩めてボトルに灌流液を満たす。空気が排除され完全に灌流液が満たされるまでこの操作を繰り返す。

(2) 組織などの排出方法

- ① アダプタをレゼクトスコープのシースに接続する。この時、内側に向けてしっかり接続する。
- ② 膀胱内を適量の灌流液で満たす。
- ③ ボトルを握ったり緩めたり交互に行うことで組織を吸引する。組織がそれ以上吸引されなくなるまで繰り返し行う。チューブ、アダプタ内の組織は膀胱内へ逆流することはあるが、ボトル内の組織は逆流することはない。
- ④ 内視鏡（レゼクトスコープ等）で膀胱底部などをくまなく観察し、膀胱内の遺物等の組織をすべて吸引する。1 回の手技で、すべての組織の回収が難しい場合は、いったん空にして、再び灌流液を充填し、排出手順を繰り返す。

(3) 使用後

- ① 灌流液を排出するには、ボトルを逆さまにしてゆっくりとボトルを握る。
- ② 組織を取り出すために、スクリューキャップを取り外して、別の容器に組織を移すか、チューブを取り外し、付属のキャップを取り付けて、そのまま運ぶ。

【使用上の注意】

1. 本品は 1 回限りの使用とし、再使用、再処理又は再滅菌は行わないこと。
2. 滅菌包装が破損している場合は、本品を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 室温保管し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保存のこと。
2. 包装に記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 37 号

TEL：0835-22-3658 Fax：0835-22-3678

製造業者：

Fairmont Medical Products（オーストラリア）