

機械器具 (25) 医療用鏡
一般医療機器 組織収納サック (JMDN：70169000)

再使用禁止

ヘイワリトリーバルバッグ

【禁忌・禁止】

再使用禁止 再滅菌禁止

【形状、構造及び原理】

1. 回収用の袋部、シャフト、ハンドル部からなり。ハンドル部を操作し袋部を開き組織を入れ回収する。

(1) DEB0400



サイズ	径	容量
DEB0400	10mm	400mℓ

(2) DEP 型



サイズ	径
DEP0200	200mℓ
DEP0400	400mℓ
DEP0700	700mℓ

(3) DRP 型



サイズ	容量
DRP0200	200mℓ
DRP0400	400mℓ
DRP0700	700mℓ

2. 原材料

ABS 樹脂、ポリプロピレン他

【使用目的又は効果】

内視鏡下手術で、腹腔または胸腔内に挿入する器具で、分離した組織の分散を防ぎ、組織を隔離・収納するために用いる。

【使用方法等】

(DEB400)

1) 本品を滅菌包装より取り出し、内側のパイプ、袋の部分が外側のパイプに入っているか確認する。



2) A部B部にある印字面を上向きにし、トロッカー(別品目)から本品を体腔内に挿入する。

3) 挿入した状態でA部を手で固定したまま、B部をA部に向けてゆっくりと押し出し、袋を完全に筒から出す。

4) 目的の組織を鉗子で把持しながら袋に入れる。

5) 袋のひもをゆっくり引き、袋の口を閉める。そのまま、トロッカーと一緒に体外に引き抜く。組織等が入った袋がそのままの状態では抜去できない時は、袋が抜去できるように慎重に穿孔部位を拡張する。

(DEP 型及び DRP 型)

1) パウチを折りたたみ、鉗子で把持しながら切開創経路で体腔内に挿入する。ひもは体外に出したままにしておく。

2) パウチの口の部分を鉗子で把持しながら開く。

3) 一方の鉗子で袋の口を把持し、もう一方の鉗子で回収目的の組織又は臓器を把持しながらパウチの中に収納する。

4) パウチの口の部分を鉗子で把持しながら、体外のひもをスライドさせ、袋の口を閉める。

5) 口を閉じた状態のパウチを把持し体外へ取り出す。

【使用上の注意】

1) 再使用及び再滅菌は行わないこと。

2) 包装が破損、または汚損している場合は使用しないこと。

3) 内容物が漏出する恐れがあるため、容量に合っていない組織又は袋を完全に閉じることができない組織には使用できない。

4) 体外に取り出す際、異常な抵抗を感じた場合は無理に取り出さないこと。

5) 鋭利な器具や高温の電極は、袋の破損、加えて破損片が脱落する恐れがあるため、本品に接触させないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1) 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所で、室温保管すること。

2) 包装に記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町2丁目4番37号

TEL：0835-22-3658 Fax：0835-22-3678

製造業者：

Fairmont Medical Products (オーストラリア)