

2026 年 3 月（第 1 版）

機械器具（39）医療用鉗子
一般医療機器 鉗子（JMDN：10861001）

植松式クリップ

【禁忌・禁止】

1. 本製品を曲げ、切削、打刻等の二次的加工をすること
は、折損等の原因となるので行わないこと。
2. 本製品を手術以外の目的で使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状（主な形状を以下に示す）



2. 構造及び原理
鉗子または手指等で挟むことによって、先端把持部を動作させて使用する。
3. 原材料
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本製品は、手術用に使用する医療機器で、臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本製品は、未滅菌製品のため、使用する前に必ず洗浄、滅菌を行うこと。
2. 使用前に、外観と可動部の動きを確認してから、使用してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品は医師のみが使用してください。
2. 本製品は、完全に乾いた状態で使用してください。
3. 本製品は、一時的に組織を把持、クリップするためのものである。絶対に、腹腔内に留置しないこと。目的が終了したら、速やかに体外に取り出すこと。
4. 使用目的（手術、処置等の医療行為）以外の目的で使用しないでください。また、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の応力を加えないでください。
5. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬してください。
6. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので使用を避けてください。
7. 使用後は、必ずミルクテック等の潤滑剤浸漬を行ってください。できない場合は、油拭を行ってください。
8. 本品を、クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）患者、または、その疑いがある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）に関する国内規制及びガイドライン等を遵守してください。

【保管方法及び有効期限】

1. 適切な保管用機材に収納すること
2. 洗浄後、保管期間の長短に関わらず完全に乾燥させた後、高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて保管すること。
3. 滅菌済みの本製品を保管する場合、再汚染を防ぐため清潔な容器、場所に保管し、有効保管期間を遵守すること。
4. 輸送時の損傷を防ぐため本体に衝撃がかからないように取扱いに注意すること。
5. 本製品の耐用期間は、購入後 4 年とする。[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に関わる事項】

1. 洗浄
 - (1) 洗浄時の一般的注意事項
 - ①クリップの先端を開放させて洗浄する。
 - ②半分ほど開放できるような厚いものを挟んで行うこと。
 - ③適切なトレイにて洗浄を行うこと。
 - (2) 洗浄方法
 - ①自動洗浄器の場合
 - a. 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用して、管腔を有する器具は専用洗浄チューブを接続して洗浄してください。
 - b. 損傷、洗浄効果の減衰を防ぐため、適切なラックを使用し、他の器具と重なり合わないように入れてください。
 - c. 適切な水温は 35～40℃です。
 - d. 洗浄水や水質によっても製品に損傷を与える場合があります。器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止して洗浄剤、水質の確認を行ってください。
 - e. 洗浄中の損傷を防ぐため、洗浄する全製品がしっかりとセットされていることを確認します。
 - f. 洗浄後は圧縮空気を吹きつけて直ちに乾燥させて下さい。
 - ②マニュアル洗浄の場合
 - a. 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行ってください。
 - b. 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用してください。
 - c. 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。水温は 35～40℃前後が適温です。薬剤による器具の損傷があるため洗浄溶液には 60 分以上浸漬したままにしないでください。
 - d. スポンジですべての外表面を注意深く清掃します。
 - e. 管腔内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗浄する。
 - f. 純水で十分に濯ぎをします。
 - g. 埃等が出ない柔らかい布や圧縮空気で乾燥させます。
 2. メンテナンス・点検
 - ①外観に傷、変色、変形等の異常が無いか確認してください。異常が認められた場合には直ちに使用を中止して下さい。
 - ②洗浄・消毒・乾燥工程の後は、製品が乾燥しているか、汚れが残っていないか、機能は適正か、損傷は無いかを確認すること。

3. 滅菌方法

①オートクレーブ滅菌の場合

包装済み

温度：121℃ 時間 20 分

温度：132℃ 時間 4 分

温度：134℃ 時間 3 分

未包装

温度：132℃ 時間 4 分

②エチレンオキシドガス滅菌の場合

温度：50～60℃

湿度：60～100%

エチレンオキシドガス濃度：580～730mg/L

作用時間：4 時間

エアレーション：12 時間

③プラズマ滅菌

標準サイクル以上

④薬液消毒

容器を 2 個用意し、一方には薬液を、他方には滅菌水を入れる。薬液には 30 分浸した後、本製品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。

〈滅菌条件〉使用薬液：2%グルタールアルデヒド

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 3 7 号

TEL:0835-22-3658 Fax:0835-22-3578

製造業者：

Tonglu Youshi Medical Instrument Co., Ltd.

(中華人民共和国)