

2018 年 11 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

2008 年 8 月（第 1 版）

医療用品（04）整形用品

一般医療機器 X 線造影材入りスポンジ（JMDN:13705000）

再使用禁止

レトラクターパッド

【禁忌・禁止】再使用禁止 再滅菌禁止**【形状、構造及び原理等】**

1 形状



サイズ	長辺×短辺	重量（乾燥重量）
L	27cm×14cm	210g（135g）
S	22cm×12cm	150g（115g）

2.原材料

ポリビニールアルコール

【使用目的又は効果】

本品は出血の抑制、滲出液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。また、本品は X 線で検知可能な成分を含有する。

【使用方法等】

- 1)本品を滅菌包装より取り出し、腹腔内の処置対象臓器とそのほかの臓器の間に、挟み込むように固定する。
- 2)サイズ、形状は必要により、ハサミ等で成形することができる。
- 3)手術終了時に、腹腔内よりすべて取り除くこと。
（X 線で検知、確認可能。）

【使用上の注意】

- 1)再使用禁止。また、再滅菌は行わないこと。
- 2)包装が破損又は汚損している場合は、使用しないこと。
- 3)使用後は速やかに取り除くこと。
- 4)使用後は感染防止に留意し、安全な方法で取り除くこと。

【保管方法及び有効期限等】

- 1)室温保管すること。
- 2)直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保存すること。
- 3)包装に記載されている滅菌期限内に使用し、期限を経過したものは使用しないこと。

【取扱い上の注意】

- 1)通常の滅菌物と同等の扱いをすること。
- 2)保管庫などで加温保管すると、乾燥し硬化することがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社平和医療器械

山口県防府市戎町 2 丁目 4 番 37 号

TEL: 0835-22-3658 FAX:0835-22-3678

製造業者：

Mondmed N.V.（ベルギー）

モンドメド