

器 25 医療用鏡
18034000 内視鏡ビデオ画像プロセッサ
一般医療機器、特定保守管理医療機器

「ウェプス WEAPS」の付属品

WEAPS 用接続ケーブル WPS-CA01

【禁忌・禁止】

・当社が指定する映像変換装置（WEAPS 用コンバーター）以外の機器へ接続して使用しないこと。[本品を正しく使用することができないため。]

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

*東京都港区赤坂 2-4-6 赤坂グリーンクロス

*お問合せ窓口：市販後管理課

*TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

*URL：https://www.hogy.co.jp

【形状・構造及び原理等】

i) 構成

- ・製品名：「ウェプス WEAPS」の付属品 WEAPS 用接続ケーブル
- ・製品記号：WPS-CA01

ii) 形状・構造等



【使用目的又は効果】

・本品は、WEAPS 用コンバーターから送信される映像信号を WEAPS 用コントローラーへ出力する接続ケーブルです。

【使用方法等】

1. 使用方法

WEAPS 用コンバーターと WEAPS 用コントローラーを接続する。
詳細は『Weaps（ヘッドマウントディスプレイ）取扱説明書』を参照のこと。

2. 組合せ可能な医療機器

販売名	医療機器製造販売届出番号
ウェプス WEAPS	13B1X00061250002
WEAPS 専用眼鏡	13B1X00061710001

【使用上の注意】

1. 本品の故障による治療への影響に備え、予備の同性能を有する機器又は映像モニターを用意しておくこと。
 2. ケーブルを引っ張らないこと。映像等の回路断絶を引き起こすおそれがあります。
 3. ケーブルは踏んだり挟んだりせずに使用すること。
 4. 使用中や使用直後は、ケーブル接続口が熱くなっている場合があり、火傷の原因になるおそれがありますのでご注意ください。
 5. ケーブルの取り扱い及び破損等へ注意を払い専用の保管ケースで保管すること。
- 詳細は『Weaps（ヘッドマウントディスプレイ）取扱説明書』を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・高温、高湿、直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
- ・清潔で乾燥した場所に荷重のかからないような状態で保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・保管温度範囲：-10～+5℃
- ・保管湿度範囲：20-80%RH（結露なきこと）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



XXXXXXXXXXXXXXXXXX