

機械器具 47 注射針及び穿刺針

一般医療機器 再使用可能な眼科用カニューレ 34899011

大木式 I/A チップ

【禁忌・禁止】

- ・不具合状態では使用しないこと。
- ・器具の形態を変形させないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状



原材料：チタン合金
寸法：先端直径 0.8mm

【使用目的、効能又は効果】

眼科手術時に眼内物質の排出及び吸引に用いる。

【品目仕様等】

傷・ひび・われ・汚れなどがないことを確認する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用準備
(1) 使用前に必ず洗浄、滅菌されていることを確認する。
(2) 先端部とハンドル部は取外し可能であるので、先端部とハンドル部の接続を確認する。
2. 使用中の操作
眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合等、手術に適した操作を行う。
3. 使用後
洗浄、滅菌(オートクレーブ 121℃、20 分間推奨)を行い、汚染防止のため、清潔な場所に保管する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)すること。
2. 使用目的(手術・処置当の医療行為)以外の目的で使用しないこと。使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
2. 使用後に必ず滅菌してから保管すること。その際は再汚染を防ぐために清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 洗浄装置で洗浄するときには、他の器具と接触して損傷することがないように注意すること。また、ロック部(止め、固定装置)等の稼働部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
4. 洗浄の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
6. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
7. 点検後、滅菌のためのセット・包装にあたっては、ロック部(止め、固定装置)等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるよう配慮すること。
8. 強アルカリ/酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
9. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時には使用しないこと。
10. 滅菌方法: 121℃/20 分の高圧蒸気滅菌を推奨する。

【包装】

プラスチックケースに 2 個入包装

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社ホワイテメディカル
住 所：東京都荒川区東日暮里5丁目48番2号
第一ビル
T E L：03-3802-0655

製 造 業 者：マイクロサージカルテクノロジー(米)