

機械器具器 36 医療用ピンセット
一般的名称:眼科用ピンセット JMDN コード:16209001
販売名:カプシュロレキシス鑷子 Viewport

【禁忌・禁止】

- ・本品は指定の機器以外の使用はしないこと。
- ・本品に異常を発見した場合は、使用しないこと。
- ・改造、調整などの二次加工は、破損等の原因となるので、絶対行なわないこと。

【形状・構造及び原理】

形状



原材料:先端部 ステンレス
ハンドル部 チタン

【使用目的・効能・効果】

本品は、眼組織及び周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合に用いる

【使用方法】

1.使用準備

- (1)使用前に必ず洗浄、滅菌されていることを確認する。
- (2)先端部とハンドル部は取外し可能であるので、先端部とハンドル部の接続、確認をする。

2.使用中の操作

眼科手術時に組織を切断するために適した操作を行う。

3.使用後

洗浄、滅菌(オートクレーブ 134℃3 分間推奨)を行い、汚染防止のため、清潔な場所に保管する。

【使用上の注意】

- 1.本品は医療有資格者以外使用しないこと。
- 2.本品は記載の用途以外には使用しないこと。
- 3.使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。
- 4.使用後は、出きるだけ早く付着している血液、体液、組織及び薬品等を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は必ずゴム製の手袋を着用すること。
- 5.塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、出来るだけ使用を避けること。使用中に付着したときは水洗いすること。
- 6.患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。

【貯蔵方法】

- 1.貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
- 2.使用後に必ず滅菌してから保管すること。その際は再汚染を防ぐために清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1.使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚染を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- 2.汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 3.洗浄装置で洗浄するときは、他の器具と接触して損傷することがないように注意すること。
- 4.洗浄の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすぎには浄化水(濾過、蒸留、脱イオン水等)の使用が推奨される。
- 5.洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
- 6.可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤の塗布が推奨される。
- 7.使用(滅菌)前に、汚れ、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- 8.点検後、滅菌のためセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。
- 9.強アルカリ/酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用をさけること。
- 10.金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時には使用しないこと。
- 11.滅菌方法:134℃/3 分の高圧蒸気滅菌を推奨する。

【包装】1 セット/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者 :株式会社ホワイトメディカル
住 所:東京都荒川区東日暮里5丁目48番2号
第一ビル
T E L :03-3802-0655

製造業者:MicroSurgical Technology, Inc
住 所:8415 154th Ave. N. E.,
Redmond, WA 98052, USA