

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 眼科ナイフ 32764001
セレクト ダイヤモンドナイフ

【禁忌・禁止】

- ・手術・治療において、特定組織以外の使用はしないこと。
- ・超音波洗浄は行わないこと。
- ・改造、調整などの二次加工は、破損等の原因となるので、絶対行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状



原材料 先端部：ダイヤモンド
ハンドル部：ステンレス

寸法 全長：130mm

【使用目的又は効果】

様々な形状及びサイズのハンドル及び刃をもち、眼及び周辺構造の手術に用いる

【使用方法】

①使用準備

使用前に必ず洗浄、滅菌が行われていることを確認する。

②使用中の操作

眼及び周辺構造の手術に適した操作を行う。

③使用後

洗浄、滅菌(オートクレーブ 134℃ 3 分間推奨)を行い、汚染防止のため、清潔な場所に保管する。

【使用上の注意】

- ① 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること
- ② 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- ③ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ④ 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 貯蔵・保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。
- ② 使用後は必ず滅菌してから保管すること。その際は再汚染を防ぐために清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- ② 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ③ 洗浄装置で洗浄するときには、他の器具と接触して損傷することがないように注意すること。また、ロック部(止め、固定装置)等の稼働部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
- ④ 洗浄の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
- ⑤ 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
- ⑥ 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
- ⑦ 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ⑧ 点検後、滅菌のためセット・包装にあたっては、ロック部(止め、固定装置)等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるように配慮すること。
- ⑨ 強アルカリ/酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- ⑩ 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時にお使用はしないこと。
- ⑪ 滅菌方法：134℃/3分の高圧蒸気滅菌を推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 ホワイトメディカル
住 所：東京都荒川区東日暮里 5-48-2
第一ビル

Tel:(03)3802-0655

製造業者：Accutome, Inc. (USA)

住 所：3222 Phoenixville Pike Malvern, PA 19355 USA