

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器 35424000

クイックリンス

【警告】

- ・ 本品の使用前に、この添付文書及び取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項の全てを熟読すること。
- ・ 本製品に手を加えないでください。変更を加えると、破損や怪我を引き起こすことがあり、故障する原因になります。
- ・ 備え付けの付属品または製造者が提供する機器以外の部品と交換しないでください。
- ・ システムをオンにし、加圧している時、ボトルキャップを緩めたり、チューブラインを外さないでください。故障の原因になります。
- ・ ボトルキャップを緩めたり、エアー／リンス用チューブを外す前に、必ずポリボトルの圧を開放してください。

【禁忌・禁止】

- ・ 機器を改造しないこと。
- ・ 本品の併用機器以外は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

外観形状



- ★ 構成品
- ★ QuickRinse 本体
- ★ ポリボトル(1,000ml)

- ★ ボトルキャップ(フィッティング付き)
- ★ エアー用チュービング
- ★ エアー／リンス用チュービング
- ★ 電源アダプター
- ★ 電源コード
- ★ デュアルリンス用“Y”アタッチメント
- ★ ノーズ・コーン リンスアタッチメント
- ★ アクセサリフィッティングキット
- ★ ナイロンブラシ
- ★ ボトルキャップガasket
- ★ クイックディスコネクト O-rings

本体寸法:22x22x27cm(ポリボトルありの時)
重量:2kg

【使用目的又は効果】

1)性能:

- (1) 電源電圧: 100-240 VAC
- (2) 周波数: 50/60 Hz

2)使用目的:再使用可能な手術器具の除染・消毒の為に用いる洗浄器である。

【使用方法等】

1.使用準備

- 1:電源コネクタを差し込んでください。
- 2:ポリボトルに蒸留水を入れてください。
- 3:ボトルキャップから伸びたサイフォンチューブをポリボトルに挿入し、ボトルキャップをしっかり締めます。
- 4: ポリボトルをコンソール上面のウェルに入れてください。
5. エアサプライチューブの金属フィッティング(緑色)をボトルキャップの小さな金属コネクタに、カチッという音がするまで差し込みます。
- 6 コンソール裏側の AIR OUT と表示された差込み口の金属タブを抑え、エアサプライチューブ(緑)の他端を、カチッという音がするまで挿入します。
7. ボトルキャップのプラスチック製コネクタの金属タブを押し、青色の金属グリップを持ちながら、エアー／リンス用チューブのプラスチック製フィッティングを、カチッという音がするまでボトルキャップのプラスチック製コネクタに挿入しま

取り扱い説明書を必ずご照ください。

す。

- 8 コンソールの正面で、エアー／リンス用チューブを以下のようにバルブに差し込みます
- 9 ボトルキャップと“Y”字コネクタの間にある液体チューブの短い青い部分を少し引張ります。
- 10 伸ばしたチューブを FLUID と表記されたバルブの中に滑り込ませ、入口の後側に設置した後、解放します。

- 11 ボトルキャップと Y 字コネクタの間にあるエアチューブの短い透明な部分を少し引張ります。
- 12 伸ばしたチューブを AIR と表記されたバルブに滑り込ませ、入口の後側に設置した後、解放します。
- 13 コンソールのバックパネルにある電源スイッチのオン(I)を押します。この QuickRinse システムが使用できる状態になります。

2.使用中の操作

*オートモード

- 1 インストルメントインターフェースチューブを洗浄するアイテムに接続します。必要ならば、アクセサリフィッティングを使ってください
- 2 接続された器具の出口をシンクまたは廃液容器に向けてください。
- 3 サイクルボタンを押します。
 - 3.1 液体バルブが開き(液体バルブの右上にある黄色のライトが示します)、接続された器具を濯ぎます。
 - 3.2 15 秒後に液体バルブが閉じ、エアーバルブが開いて(エアバルブの右上にある黄色のライトが示します)、接続された器具にエアーを送り込み水を飛ばします。
 - 3.3 15 秒後にエアーバルブが閉じ、サイクルが終了して次の操作のためにシステムが リセットされます。
- 4 濯いだ器具からインストルメントインターフェースチューブを外します。
- 5 必要ならば、清潔になるまで操作を繰り返します。

*マニュアルモード

- 1 リンスする器具にインストルメントインターフェースチューブを接続します。必要ならば、アクセサリフィッティングを使ってください
- 2 接続された器具の出口をシンクまたは廃液容器に向けます。
- 3 液体のみ:フロントパネルのサイクルボタンを連続して 3 回押し、システムをマニュアルモードにします。マニュアルモードになるとサイクルボタンが点滅します。液体バルブが開き、水が接続された器具の中を流れます。サイクルボタンまたはストップボタンを押すまで水が流れ続けます。
- 4 エアーのみ:フロントパネルのサイクルボタンを連続して 2 回押し、システムをマニュアルモードにします。マニュアルモードになるとサイクルボタンが点滅します。エアーバルブが開き、エアーが接続したアイテムの中を流れます。サイクルボタンまたはストップボタンを押すまでエアーが流れ続けます。
- 5 マニュアルモードを終了するには、ストップボタンを押します。サイクルボタンが点滅を止め、次の操作のためにシステムがリセットされます。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 耐用期間 5 年(自主基準)

耐用期間は保証期間ではありません。耐用期間は使用環境、使用方法、保守点検の実施状況によって異なります。

【使用上の注意】

* 詳細は取扱説明書を参照のこと。

1. 本品は、蒸留水を使用すること。
2. 機器を設置するときには、次の事項に注意すること。
 - ① 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意すること
 - ② 電源の周波数と電圧及び許容電流値に注意すること
3. 機器を使用する前には次の事項に注意すること
 - ① スwitchの接触状態などの点検を行い、正常な作動を確認すること
 - ② すべてのコードの接続が正確・安全であることを確認すること
 - ③ 機器の併用は危険をおこす恐れがあるので十分注意すること
4. 機器の使用中は次の事項に注意すること
 - ① 機器全般に異常のないことを常に監視すること
 - ② 機器及び患者に異常が発見された場合は、患者に安全な状態での機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること
 - ③ 傾斜、振動、衝撃など安全状態に注意すること
 - ④ 電源の周波数と電圧及び許容電流値に注意すること

【保守・点検に係る事項】

月に1回以下を行うこと

- ・本体の清掃
- ・電源プラグに蓄積したほこりの除去
- ・チューブ等の汚れの除去
- ・運転音の異常、水漏れがないかの確認

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者 : 株式会社 ホワイトメディカル
住 所: 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
T E L : 03(3802)0655

製 造 業 者 : ADVANCED OPTISURGICAL INC.(USA)

取り扱い説明書を必ずご照ください。