

機械器具 36 医療用ピンセット

管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット JMDN コード 16209002

再使用禁止

Vortex ACTU8 ディスポーザブル フォーセプス

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・滅菌包装が破損していた場合あるいは開封されていた場合は使用しないこと。
- ・器具や包装が破損しているものは使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、硝子体手術において単回使用の眼組織及び周辺組織把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合に用いる機器である。

2. 形状・構造

例：Pro-Grip Forceps 23G



品目名	
Pro-Grip Forceps	23G
	25G
	27G
Pro-Grip IOL Forceps	25G
Adaptive Forceps	23G
	25G
Tewari 2 Forceps	23G
	25G
End grip Forceps	23G
	25G
	27G
ILM Forceps	23G
	25G
	27G

3 原材料

先端部: ステンレス

ハンドル：ポリプロピレン

4. 原理

ハンドルの開閉操作により先端部を開閉し、眼組織及び周辺組織等の把持等を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いる。

【使用方法等】

1. パッケージに損傷がないことを確認する。
パッケージに損傷がみられた場合は使用しないこと。
2. 本品をパッケージから取り出す。
3. ハンドル操作で鉗子の動作を確認する。製品に損傷がみられた場合は使用しないこと。

4. 問題がなければ使用を開始する。(使用に際し鉗子先端部は最初開いた状態である。)ハンドル部を押すことにより鉗子先端部が閉じ、眼組織及び周辺組織等の把持等を行う。

【使用上の注意】

＜重要な基本的事項＞

- ・ 鋭利な先端部の構造のため、取り扱いには十分に気を付けること。
- ・ 金属アレルギーのある患者には慎重に使用すること。
- ・ 必要以上の力を加えないこと。(破損の原因となるため)

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・ 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温(1-30℃)で保管すること。

＜使用期限＞

- ・ 包装に記載の有効期限日までに使用すること。
- ・ 3 年 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称等】

製造販売業者 製造販売業者 株式会社 ホワイトメディカル

住所: 東京都荒川区東日暮里5丁目48番2号

電話番号: 03(3802)0655

外国製造業者 Vortex Surgical (アメリカ)

ヴォルテックス サージカル