



ナゾポア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

(使用方法)

- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止
- ・ 本品は体内植込みを目的としたものではない。

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ポリウレタン

2. 形状・構造及び原理等

本添付文書に該当する製品の製品名、製品（カタログ）番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

(1) ナゾポア



(2) ナゾポア FD



【原理】

本品は鼻腔内で使用される。鼻出血または手術後にタンポナーデ効果により、血液・体液を吸収または止血をする。

【使用目的又は効果】

鼻出血又は手術後に血液及び滲出液の吸収除去を行う親水性ポリウレタンフォームである。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品は滅菌品であるので、開封後直ちに使用できる。

- (1) 必要に応じ、本品を適切な大きさに切る。
- (2) 必要に応じ、本品を生理食塩水等で湿らせる。
- (3) 鉗子★を用い、鼻腔内の適切な位置に本品を配置する。
- (4) 抜去の際は、生理食塩水で鼻腔内を洗浄し、本品を抜去する。

★ 本添付文書に含まない。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 必要に応じ、本品を生理食塩水等で湿らせること〔粘膜の乾燥と損傷を防ぐため〕。
- (2) ナゾポアは術後計画の範囲で、1 日 2～3 回、生理食塩水で鼻腔内の洗浄を開始すること。
- (3) ナゾポア FD は術後 48 時間後に、1 日 2～3 回、生理食塩水で鼻腔内の洗浄を開始すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 軟膏やクリームと併用しないこと。
- (2) 本品をアセトン等の有機溶媒にさらさないこと。
- (3) 期限切れ又は無菌包装に欠陥のあるパッケージは再滅菌を行わず、使用しないこと。

- (4) 甲殻類アレルギー患者への使用は注意すること〔本品の製造ラインでは、甲殻類由来の材料を加工した製品を製造している〕。
- (5) 本品を 40℃ を超える温度に長時間さらすと製品が損傷することがある。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

(1) 有害事象

【その他の有害事象】

- (1) 創傷感染
- (2) アレルギー
- (3) トキシックショック症候群
- (4) 本品の体内遺残による、アレルギー、感染症、生物学的性質の合併症、破片除去のための再手術
- (5) 本品の不適切な使用又は不具合による手術時間の延長

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：

ナゾポア：高温、多湿、直射日光をさけ 4℃ 以下で保管

ナゾポア FD：高温、多湿、直射日光をさけ 8℃ 以下で保管

有効期間：

ナゾポア：製造日より 24 ヶ月（外箱の表示を参照）

ナゾポア FD：製造日より 18 ヶ月（外箱の表示を参照）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ストライカー株式会社

連絡先電話：03-6894-0000（代表）

取扱説明書等を必ず参照する