

医療用品 04 整形用品
管理医療機器 局所管理親水性ゲル化創傷被覆・保護材 43186002

ヘモポア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

（適用対象（患者））

- 1) 甲殻類アレルギー患者

（使用方法）

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

（組成）

ポリエーテルエステルウレタン、キトサン乳酸

（形状）



【作動・動作原理】

本品は鼻腔内で使用される。鼻出血または手術後に血液・体液を吸収し、タンポナーデ効果により止血をする。また、本品はキトサンを含んでおり、血小板の活性化および凝集により、軽度の出血を抑制する局所止血補助剤として機能する。本品は、生分解性ポリウレタンフォームで構成されており、分解後は鼻汁等と共に排出される。

* 【使用目的又は効果】

- * 本品は、鼻・副鼻腔の創傷において、タンポナーデ効果、血液の吸収、血小板の凝集による局所止血補助を行う。また、本品は、空間占有ステントとして機能し、癒着及び浮腫を抑制することで、自然治癒を補助する。

【使用方法等】

（使用方法）

- 1) 必要に応じ、本品を適切な大きさに切る。
- 2) 鉗子を用い、鼻腔内の適切な位置に本品を配置する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- 1) 1 度の手技で 2 個までの使用とすること
- 2) 本品の配置から 48 時間以降、1 日 2～3 回、鼻又は副鼻腔内を生理食塩水で灌流すること

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- 1) 軟膏やクリームと併用しないこと
- 2) 本品の挿入前に、溶液への浸漬や含浸を避けること
- 3) 本品を 40℃を超える温度に長時間さらさないこと
- 4) 本品をアセトン等の有機溶媒にさらさないこと

（不具合）

【その他の不具合】

- 1) 本品のずれ

（有害事象）

〔その他の有害事象〕

- 1) 創傷感染
- 2) アレルギー
- 3) 出血の再発又は持続
- 4) トキシックショック症候群
- 5) 再手術
- 6) 手術時間の延長

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

8℃以下の乾燥した暗所で保管すること

（有効期間）

製品の外箱を参照すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

日本ストライカー株式会社

連絡先電話：03-6894-0000（代表）

製造業者：ストライカー アイルランド インストルメンツ デイ
ビジョン

Stryker Ireland Ltd. Instruments Division（アイルランド）