

## 医 0 5 副 木

一般医療機器 一般名称：成型型副木 JMDN コード：36204000

## T S スプリント

## 【警告】

1. 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得すること。
2. 使用法を習得した人以外は使用しないこと。
3. 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2 人以上で行うこと。

## 【禁忌・禁止】

1. 本体は繰り返し使用が可能であるが、内部本体に亀裂が入った時、内部のアルミニウム板が露出した時は、危険ですので使用を中止すること。

## 【形状・構造及び原理等】

1. 原材料/材質：  
外側：ウレタンフォーム 内側：アルミニウム合金

## 2. 形状・構造

| No. | タイプ                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <div>T S ロールスプリント<br/>サイズ：9 1 4 × 1 1 0 × 5 mm<br/>質量： 1 5 5 g</div>              |
| 2.  | <div>T S フィンガースプリント<br/>サイズ：9 5 × 4 5 × 5 mm<br/>質量：5 ケ入り 2 3 g、1 ケ入り 4 g</div>  |

## 【保管方法及び有効期間等】

## 〈保管方法〉

1. 常温で保管すること。
2. 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないこと。
3. 使用期限はありませんが、本体に亀裂が入った時やフラップが破損した時は使用を中止すること。

## 【取扱上の注意】

1. 繰り返しの使用で、本体に亀裂が入る等の劣化が見られる時は使用を中止し、適切な方法で廃棄すること。

## 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はアルコール等で表面を拭くこと。
2. 使用の都度、本体に亀裂が無いか、フラップが破損していないか確認すること。

## 【包装】

1. T S ロールスプリント  
1 ロール単位
2. T S フィンガースプリント  
5 ケ入り、1 ケ入り

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者  
松吉医科器械株式会社  
住所：〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9  
電話：03-5816-8819
2. 製造業者  
ANPING GUARDIAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD（中国）

## 【使用目的又は効果】

負傷部位を固定するために使用する。  
負傷部位を固定することで、二次障害を防止する。

## 【使用方法等】

1. 本体を負傷部位に巻き付けて、適切な形に整える。
2. 手、指用副木として使用する場合は、本体をはさみでカットする。
3. 上からタオル、ハンカチ等で固定する。

## 【使用上の注意】

1. 使用方法を習得した人以外は使用しないこと。
2. 装着は 2 人以上で行うこと。
3. 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認すること。
4. 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認すること。
5. 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じること。
6. 本体は改造又は分解しないこと。