

医療用品 5 副木

一般医療機器 一般的名称：成形副木 JMDN コード：35354000

TS ヘッドイモバイザー

【警告】

1. 実際に使用する前に、取扱方法を十分に習得して下さい。
2. 使用法を習得した人意外は使用しないで下さい。
3. 装着する際は、傷病者の安全を確保するために、2人以上で行って下さい。

【禁忌・禁止】

1. 本体は繰り返し使用する事ができますが、亀裂が入った時、ストラップに不備がある時は、使用を中止して下さい。
2. 本体はスクープストレッチャー等と併用するものです。単体での使用はできません。

【形状・構造及び原理等】



- ① ベース
- ② パッド
- ③ 固定用ストラップ
- ④ 額、顎用ストラップ

スクープストレッチャー等にベースをセットし固定ストラップを使って固定します。ベースの中央に傷病者の頭部を乗せ、パッドで頭部左右を挟み、額用、顎用ストラップで固定します。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的 頭部に損傷がある 場合、損傷が疑われる場合に頸頭部を固定するために使用します。
2. 効能又は効果 頭部を固定する事で、二次障害を防止します。

【使用方法等】

1. ベースをスクープストレッチャー等に固定します。
2. 傷病者の頭部がベースの位置に来るように寝かせます。
3. 頭部の両側にパッドを置き、額、顎用ストラップで固定します。

【使用上の注意】

1. 使用方法を習得した人意外は使用しないで下さい。
2. 装着は2人以上で行って下さい。
3. 本体を装着する時は、傷病者の状態を絶えず確認して下さい。
4. 装着中は、本体に異常が無い事を絶えず確認して下さい。
5. 傷病者又は本体に異常が発見された時は、傷病者の安全を確保しながら適切な措置を講じて下さい。
6. 本体は改造又は分解しないで下さい。
7. しばらく使用しなかった時は、使用前に点検して下さい。
8. 破損等が生じた場合には使用を中止し、適切な方法で廃棄して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 常温で保管して下さい。
2. 化学薬品の保管場所、ガスを発生する場所には保管しないで下さい。
3. 使用期限 は設定されていませんが、破損した時は使用を中止して下さい。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、中性洗剤を含ませた布 で表面を拭いて下さい。
2. EOG滅菌（高温滅菌）はできません。

【包装】

- 1 セット単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

松吉医科器械株式会社

住所：〒113-8520 東京都文京区湯島 3-14-9

電話：03-5816-8819

製造業者

Zhangjiagang HeRui Medical Equipment Co.,Ltd. (中国)