

2017 年 1 月 23 日改訂（第 5 版 新記載要領に基づく改訂）

2015 年 9 月 18 日改訂（第 4 版）

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版）

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 70459000

届出番号:13B1X10089000381

プリベントニードルチップ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び
手術中の異物、汚物の吸引や洗浄に用いる器具

本体：ポリプロピレン

チップ先端部：ステンレススチール

〔形状・構造等〕

種類：25ga、22ga、20ga（レジン用）、18ga、

外観写真（20ga）



〔原理〕

専用シリンジに装着し、水溶物を注出する。

【使用目的又は効果】

- ①エッチング剤等の注出。
- ②フロワブルレジン等の注出。

【使用方法等】

- 1) 専用シリンジに本品を装着する。
外れたり飛び出して術者及び患者に怪我をさせる恐れがあるので、本品が確実に奥まで締め付けられた事を確認してから使用する事。
- 2) 注出及び充填をする。

【使用上の注意】

1. ・ポリプロピレン又は類似成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。
・本品の使用により、発疹等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受ける事。
2. ステンレススチールの使用
・チップ先端の素材であるステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法・環境によっては腐食（錆び）する事がある。
3. 機能水の使用禁止
・超機能水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しない事。
4. 洗浄・消毒・滅菌上の注意
・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。
・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼす事がある。
・オートクレーブ及びケミクレーブ滅菌器の使用不可。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381

製造業者：Hanil Dental Ind. Co., Ltd (Korea)