

2017年3月1日改訂（第5版 新記載要領に基づく改訂）

2015年7月8日改訂（第4版）

2009年12月7日改訂（第3版）

届出番号:13B1X10089000383

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 16195000

トッフルマイヤーマトリクス

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：ステンレススチール

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り



種類：厚さ 0.04mm×高さ 6.3mm

厚さ 0.03mm×高さ 5.5mm

〔原理〕

修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用目的又は効果】

白歯隣接面のコンボジットレジン充填時における、その充填周囲の一時的輪郭保持及び側面封鎖。

【使用方法等】

- 1) コンボジット充填時前に、必要があればその歯の形状に合わせトリミングする。
- 2) マトリクスリテーナーを使用し、歯の周囲にマトリクスをセットする。
- 3) コンボジットレジン充填終了後、取り外す。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。
- ・本品の使用により、発疹等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受ける事。

2. ステンレススチールの使用

- ・素材であるステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法・環境によっては腐食（錆び）する事がある。

3. 家庭用洗剤の使用注意

- ・家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので注意する。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を薦める。

4. 機能水の使用禁止

- ・超機能水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しない事。

5. 洗浄・消毒・滅菌上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがある。

- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼす事がある。

- ・使用前薬液消毒後は1枚1回限りで廃棄すること。

又、廃棄方法は各地方自治体における廃棄方法に従い行う事。

- ・オートクレーブ及びケミクレーブ滅菌器の使用不可。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381

製造業者：Polydenitia SA (Switzerland)