

2017 年 3 月 15 日改訂（第 3 版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号：13B1X10089000463

2009 年 12 月 7 日改訂（第 2 版）

2008 年 12 月 3 日作成（第 1 版）

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 16370000

再使用禁止

ウッドウェッジ

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：POLYDENTIA SA (Switzerland)

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 本体：木製

〔形状、構造〕

種類：XS：長さ 11 mm（ピンク、200 個、#5011）

S：長さ 12 mm（ブルー、100 個、#5012）

M：長さ 13 mm（グリーン、100 個、#5013）

L：長さ 14 mm（イエロー、100 個、#5015）

XL：長さ 17 mm（ホワイト、100 個、#5017）

下記外観写真の通り



〔原理〕

本品を歯間部へ挿入することで、歯間離開させ、マトリックスを固定する。

【使用目的又は効果】

コンポジットレジン等の充填時に、歯間離開させる為に歯間部に挿入し、マトリックスを固定する。

【使用方法等】

1. 使用前に、挿入するウェッジのサイズを選択する。
2. マトリックスセット後、ピンセット等でウェッジ後部を保持し、先端を歯間部に合うように挿入する。
3. 充填終了後、引き出して取り外す。

【使用上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいしな
- い事。
- ・患者に誤飲させないように注意して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ等がないか確認する事。

これらがある場合は使用を中止する事。