

2025 年 1 月 14 日改訂 (第 4 版)
2015 年 11 月 30 日改訂 (第 3 版)
2009 年 12 月 7 日改訂 (第 2 版)
2009 年 9 月 15 日作成 (第 1 版)

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 真空吸引器 36778000

届出番号：13B1X10089000509

手動式バキュームポンプ

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本 体：ポリ塩化ビニル、
チューブ：ポリ塩化ビニル

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り



〔原理〕

本体のレバーを引くことによりボトル内が陰圧になり、接続したディスポバキューム、サリバエジェクター等から口腔内の水分及び切削片等を吸引する。

【使用目的又は効果】

口腔内の水分及び切削片等の吸引・除去に使用する。

【使用方法等】

- 1) 本製品のチューブ先にディスポバキューム、サリバエジェクター等を差し込み装着する。その際必要に応じアダプターを接続する。
- 2) ポンプのレバーを繰り返し作動させ、水分及び切削片等を吸引する。

【使用上の注意事項】

1. 洗浄、消毒の注意

- ・使用前洗浄は、ぬるま湯や樹脂に影響を及ぼさない方法で行うこと。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、直ちに乾燥すること。
- ・洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。
- ・オートクレーブ滅菌不可
- ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌は不可。

2. 保管上の注意。

- ・カビの原因となるので湿度の高い場所に保管しないこと。
- ・破損の原因となるので、インスツルメント類と一緒に保管しないこと。
- ・化学製品と一緒に収納・保管しない事。

- ・使用前には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、突起物等がないか確認する事。
- ・水分が付着したまま長時間放置するとシミ等の原因となるため、十分乾燥させてから保管する事。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・オートクレーブ滅菌不可

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいししない事。
- ・破損や傷等がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Hangzhou Topco Technology Group Co., Ltd.
(China)