

BNDリトラクター

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 歯科治療時に患者の開口状態を保持する器具。

本体：ポリカーボネート

〔形状・構造等〕

フォトチークリトラクターS,

フォトチークリトラクターL, フォトチークリトラクターリップ



舌リトラクター

フォトチークリトラクターセット チャイルド、アダルト



エクストラオーラルチークリトラクター

アダルト、ミディウム、チャイルド



〔原理〕

本品を口角に引掛け、口腔内の視野を確保する。

【使用目的又は効果】

歯科治療時に患者の口腔内の視野を確保する。

【使用方法等】

- 1) 使用前に洗浄及び消毒または滅菌する。
(オートクレーブ滅菌可。121℃以下厳守
乾燥工程は避けること。)
- 2) 本品を左右口唇に引掛けて、開口し視野を保持する。

【使用上の注意】

- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・オートクレーブ滅菌の乾燥工程は避けること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。(オートクレーブ温度121℃以下)。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となる事がある。

保管上の注意。

- 十分に水分を拭き取り、乾燥させてから保管すること。
- 又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいししない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷1丁目8番9号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus

Co.,Ltd.(China)