

マイフォーセップス

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 歯の所定の位置にマトリックスを保持するために用いるセクショナルマトリックスリングを広げて、そのリングを歯間隣接部に装着させる器具。

本体：ステンレススチール製

〔形状・構造等〕

形状：下記外観写真の通り



〔原理〕

ハンドルを軽く握り本品先端をリング両端に引っ掛け、更に強く握る事でリング先端が開く。

【使用目的又は効果】

セクショナルマトリックスリングを窩洞修復する歯間隣接部に装着する器具。

【使用方法等】

- 1) 窩洞修復する歯間隣接面にマトリックス及びウェッジを挿入する。
- 2) 本品先端にセクショナルマトリックスリングを引っかける。
- 3) 本品を握りリングを広げて、マトリックス及びウェッジを挿入した歯間隣接部側面にリングを装着する。
- 4) 装着したリングを除去する場合、同じように本品先端をリングに引っ掛け、先端を広げて除去する。

【使用上の注意】

- ・成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。
- ・素材であるステンレススチール（マイリングフォルテ）は鉄に対して錆難い金属であるが、使用方法・環境によっては腐食（錆び）する事がある。
- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはいはしない事。
- ・超機能水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しない事。
- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので、注意する。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼす事がある。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌可（134℃以下）

消毒が必要な時は、薬液を用いる事。

薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、本製品素材に影響を及ぼすことがある。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前、破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Polydentia SA (Switzerland)