

2019 年 6 月 8 日改訂（第 2 版）

届出番号：13B1X10089001049

2017 年 5 月 1 日作成（第 1 版 新記載要領に基づく改訂）

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 16195000

ルミコントラストセクショナルマトリックス

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるセクショナルマトリックス。

本体：ステンレススチール製

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-8-9
Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381
製造業者：Polydentia SA(Switzerland)

〔形状・構造等〕

種類：

#6735 小臼歯用 厚さ：0.025mm 高さ：5mm
#6736 大臼歯用 厚さ：0.025mm 高さ：6.4mm
#6705 小臼歯用 厚さ：0.04mm 高さ：5mm
#6706 大臼歯用 厚さ：0.04mm 高さ：6.4mm
#6708 ジュニア 厚さ：0.04mm 高さ：3.75mm
#6756 ラージ 厚さ：0.025mm 高さ：6.4mm+延長部
#6746 ラージ 厚さ：0.04mm 高さ：6.4mm+延長部

形状：下記外観写真の通り



〔原理〕

窩洞修復する歯間隣接面に挿入し、輪郭をつける。

【使用目的又は効果】

窩洞修復時、修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用方法等】

- 1) 窩洞修復する歯間隣接面に本製品を挿入する。
- 2) その歯間隣接面に必要に応じてウェッジ(別売)を挿入し、マイリング(別売)やマイクリップ(別売)等で固定し輪郭をつける。

【使用上の注意】

- ・成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

オートクレーブ滅菌不可

消毒が必要な時は、薬液を用いる事。

薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、本製品素材に影響を及ぼすことがある。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前、破損、ヒビ、先端及び柄部の傷等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止する事。