

マイクロライト 5

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 診療に用いる光を発生させる充電式の装置。

ヘッドライト：アルミニウム合金製、
レンズ：アクリル樹脂（PMMA）製
バッテリーボックス：ABS 樹脂、ポリカーボネート、
アルミニウム合金製
バッテリー：リチウムイオン

【形状・構造等】

ヘッドライト：直径 17.5mm×長さ 26.4mm 9.8g
バッテリーパック：23×61×109mm, 167g
セット内容：ヘッドライト、バッテリーパック
ライトコード、AC アダプター、
充電スタンド、オレンジフィルター、
ユニヴァーサルクリップ、ループ用マウント
ドライバー、六角レンチ
使用説明書、キャリーケース

外観写真



【使用上の注意】

1. 照射中、光を直接見ないこと。失明する危険性がある。
2. 患者が直接光を見ない様保護する事。
3. 機器の寿命を著しく低下させるので粗雑な扱いはしない事。
4. ライトヘッド部は、熱くなるので低温やけどに注意する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉
滅菌不可。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。
使用前は必ずライトレンズの汚れを確認し、あれば清掃する事。
清掃は、乾いた布又は湿った布等で本体を拭く事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号
Tel：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381
製造業者： DENTMATE TECHNOLOGY CO., LTD (台湾)

【原理】

本品を使用する事で、光を発生させて視界を明るくする。

【使用目的又は効果】

一般手術又は診療に用いる光を発生させる装置

【使用方法等】

- 1) バッテリーパックを充電する。
充電スタンドに AC アダプターを接続し、バッテリーをスタンドに置く。
- 2) ヘッドライトにライトコードを接続し、コードの反対側をバッテリーに接続する。
- 3) ヘッドライトにループ用マウント又はユニヴァーサルクリップを取り付け、ループ・メガネ等に装着する。
- 4) バッテリー上部のコントローラーを押すと点灯する。
再度押すと消灯する。
- 5) コントローラーを回すことで照度調節できる。