

ビジョンデンタルダムキット

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕 ラバーダム、ラバーダムクランプフォーセップ、ラバーダムパンチ、ラバーダムフレーム、テンプレートから構成され、歯科治療の際に唾液による汚染、防湿等に用いる。

〔材質〕

ラバーダム：シリコン樹脂製
クランプ、パンチ、フレーム：ステンレススチール製

〔形状・構造等〕

キット外観写真

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号
Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381
製造業者：ASA Dental S.p.A (Italy)



クランプ種類：#210, 12A, 13A, 2, W4, W8

〔原理〕

ラバーダムクランプでラバーダムを挟み込むことで歯牙に固定し防湿効果を得られる。

【使用目的又は効果】

歯科治療の際に唾液による汚染、防湿等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 治療する歯牙に合ったサイズのクランプを選択する。
- 2) ラバーダムパンチを用いラバーダムに穴をあける。
- 3) クランプフォーセップでクランプを保持し治療する歯牙にラバーダムを固定する。

【使用上の注意】

1. 使用前に消毒・滅菌する。
ラバーダム：ガス滅菌、薬液消毒する事。
オートクレープ滅菌は出来ない。
薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
クランプフォーセップ、パンチ、フレーム、テンプレート
クランプは、オートクレープ滅菌可能。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ等がないことを確認する。これらがある場合は使用を中止する事。