

再使用禁止

サリバ・エジェクターSS

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる管状の歯科用器具である。

本体：ポリ塩化ビニル及びプラスチック製チップ

【形状・構造等】

下記外観写真の通り

種類：φ6mm

外観写真



【原理】

非能動型の吸引装置（別売：手動式バキュームポンプ）に連結して用いる。

【使用目的又は効果】

口腔内の水分等の吸引に使用する。

【使用方法等】

- 1) 吸引装置のチューブ先に装着する。
- 2) 水分等を吸引する。

【使用上の注意事項】

1. 洗浄、消毒の注意

- ・使用前洗浄は、ぬるま湯や樹脂に影響を及ぼさない方法で行うこと。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、直ちに乾燥すること。
- ・洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。
- ・オートクレーブ滅菌不可
- ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌は不可。

2. 保管上の注意。

- ・カビの原因となるので湿度の高い場所に保管しないこと。
- ・破損の原因となるので、インスツルメント類と一緒に保管しないこと。
- ・化学製品と一緒に収納・保管しない事。
- ・使用前には必ず破損、ヒビ、大きな腐食、突起物等がないか確認する事。
- ・水分が付着したまま長時間放置するとシミ等の原因となるため、十分乾燥させてから保管する事。

3. 患者への使用上の注意。

- ・小児又は嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は、十分に注意する事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはない事。
- ・破損や傷等がある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- オートクレーブ滅菌不可

単回使用

（1 回の使用で破棄すること。）

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

TEL：03-5827-1380 FAX：03-5827-1381

製造業者：Tribest Dental Products Co., Ltd. (China)