

## 添付文書

2024年5月10日（第1版）

機械器具 80  
一般医療機器はり又はきゅう用器具  
非能動型接触鍼製造販売届出番号：17B3X10007000013  
JMDN コード：70613001

つぶつぶセラピー 腰楽快

## 【禁忌・禁止】

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用にならないでください。  
（1）装着部位に傷がある方。（2）皮膚の弱い方、皮膚疾患のある方。
- 目の周囲、粘膜等の角質の少ない部分には使用しないでください。
- お子様には使用しないでください。
- 万が一ガラスビーズ球が破損した場合は、速やかに破損した球を取り除いてください。取り除いた後、再び使用しても構いません。
- 強い衝撃を与えますとガラスビーズが破損する恐れがあります。  
スポーツ時、過度の運動時には使用しないでください。
- 次のことを必ず守って正しくお使いください。  
（1）本製品を加工・改造しないでください。（2）鎮痛以外の目的に使用しないでください。
- 使用中・使用後に気分が優れない等異常を感じた場合は速やかに使用を中止してください。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 形状・構造

伸縮性生地に多数のガラスビーズを格子状に固定した巻着式鎮痛材

## 「皮膚接触面」



## 2. 構成

生地：ポリエステル / ナイロン / ポリウレタン

ビーズ部分：無機ガラス

面ファスナー部分：ナイロン

## 3. 原理

多数のガラスビーズによる刺激によって発生した触圧覚信号により、痛みを感じる痛覚信号が緩和され鎮痛効果が得られる。

## 【使用目的又は効果】

外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果（筋肉のこりをほぐす。血行を良くする。筋肉の疲れをとる。）を促進するため皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する。

## 【使用方法等】

- ガラスビーズ面が痛みを感じる部分にあたるか確認してから、巻き始め位置を決定し巻きつけます。
- 巻き終わりに面ファスナーを生地に貼付け装着完了です。

## &lt;装着時のポイント&gt;

巻きつけの強さは、ビーズ球の跡が肌に軽く残る程度にし、きつく巻き過ぎないようにしてください。きつく巻き過ぎますとかゆみ等の原因となり、痛みの緩和がされにくくなる原因となります。

## 【使用上の注意】

- 患部の皮膚は清潔にして使用してください。
- ガラスビーズが摩擦により剥離することがありますが、そのまま使用しても構いません。
- かゆみが生じやすい方は長時間連続して使用しないでください。
- かゆみが生じた場合は速やかに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、かぶれに発展する恐れがあります。  
かゆみが治まれば再び使用しても構いません。
- 廃棄は自治体の指示に従ってください。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、保管してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。思わぬ事故のもととなります。
- 火気に近づけないでください。

## 【保守・点検に係る事項】

- 洗濯は中性洗剤で手洗いし、陰干しをお勧めします。タンブラー乾燥はお避けください

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 万喜 石川県かほく市松浜イ31-1

製造業者：株式会社 万喜 石川県かほく市松浜イ31-1

電話番号：076-285-0258（平日10:00～17:00）

## 【返品について】

- ◇ご購入後 8 日以内に下記お問い合わせ窓口へ、まずは御連絡を御願い致します。その際、未使用・未開封の商品に限定させていただきます。  
また、お手数では御座いますが御連絡頂く際は以下項目をお知らせ下さいますようお願い申し上げます。後ほど弊社担当者より御連絡させていただきます。

株式会社万喜お問い合わせ窓口：[office@manki.jp](mailto:office@manki.jp)

お知らせ頂きたい項目：① お客様名(ふりがな) ② 電話番号(固定電話番号/携帯番号) ③ メールアドレス ④ ご住所  
⑤ 対象商品名 ⑥ ご購入頂いた店舗名 ⑦ ご購入日 ⑧ お問い合わせ内容/返品理由

- ◇返品送料につきましては、不良品や品違いの場合は当社負担とさせていただきます。お客様の都合による場合はお客様負担とさせていただきますので予めご了承下さい。