

器 12 理学診療用器具
一般医療機器 再使用可能な止血帯（17230000）

エスマルヒゴムバンド

【禁忌・禁止】

1. 化学薬品の使用禁止
本品を化学薬品に曝すことは避けること。
2. 本品への二次加工禁止
本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。[破損の原因となります]
3. 磨き粉や金属ウールの使用禁止
洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで器具の表面を磨くことはしないこと。[本品表面に擦過傷を生じ、破損の原因となります]
4. 家庭用洗剤の使用禁止
洗浄に使用する洗剤は必ず医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。
5. 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止
本品は、過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌には適していません。[材質の変質、劣化により性状に影響を及ぼします]

*【形状・構造及び原理等】

形状・構造



商品コード	商品名
03-001-76	田島式エスマルヒゴムバンド 65×1800 mm (スチレンゴム製)

材質：SBR スチレンゴム

*【使用目的又は効果】

本品は、再使用することを目的としたバンド状の用具で、上下肢（腕又は脚）に装着して、循環の抑制及び遠位部への正常血流又は遠位部からの正常血流を遮断するものをいう。

*【使用方法等】

1. 指尖から空気止血帯の装着部（通常、上腕中央部）まで巻き上げて駆血します。空気止血帯を用いず、これをそのまま止血帯として用いる場合には上腕中央の緊縛部にタオルまたは2～3 裂幅のソフトバンダーを充分下敷として巻いて下さい。悪性腫瘍や化膿巣の場合には上肢を数分高举したのち、病巣の近位部からエスマルヒを上肢中央部まで巻き上げそのレベルでガーゼ片などでしばって下さい。余り強くしめる必要はありません。病巣の近位部から中枢方向に充分巻き上げて下さい。
2. 本品のご使用前には必ず点検を行い、洗浄、滅菌を行って下さい。（保守・点検に関する事項を参照下さい）

*【使用上の注意】

使用前に洗浄、消毒もしくは滅菌をしてください。
使用目的以外の使用はしないでください。
変色、傷、裂け目、割れなどが確認された場合は、使用しないでください。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。
2. 耐用期間
本製品は消耗品です。固定力に劣化が認められた場合は速やかに新しい製品と交換をして下さい。

*【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検
使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。
2. 清掃・消毒
 - ・石鹼やアルカリ剤を使用して洗浄した場合は、清浄水で洗い流した後、クエン酸ベースの中和剤で中和してください。
 - ・消毒剤はフェノールやアルキルアミン類似化合物を含むもの以外の使用を推奨します。消毒後は脱イオン水で消毒剤を洗い流してください。
3. 滅菌
本品は未滅菌品です。使用に際しては必ず洗浄し、オートクレーブ滅菌を行なってください。
メーカー推奨の滅菌条件： 121℃ 20 分間

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場