

器 1 2 理学診療用器具

一般医療機器 再使用可能な止血帯 (17230000)

動脈止血器用メーター

* 【警告】

クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがあります]

* 【禁忌・禁止】

1. 化学薬品の使用禁止

本品を化学薬品に曝すことは避けること。[腐食による損傷の原因となります]

2. 粗雑な取扱いの禁止

本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはいはしないこと。[器具器械の寿命を著しく低下させます]

3. 滅菌禁止

滅菌は行わないで下さい。[性状に影響を及ぼします]

** 【形状・構造及び原理等】

* 形状・構造



商品コード: 01-440-06

商品名: 動脈止血器用メーター

商品コード: 01-447-25

商品名: 止血帯接続ホース C

<構成部品>

	構成部品	部材
動脈止血器用メーター 商品コード: 01-440-06	本体	ステンレス鋼
		アルミ合金
		ガラス
		真鍮
		鉄
		ゴム
	止血帯接続ホース C 商品コード: 01-447-25	ステンレス鋼 樹脂

* 【使用目的又は効果】

本品は、再使用することを目的としたバンド状の用具で、上下肢（腕又は脚）に装着して、循環の抑制及び遠位部への正常血流又は遠位部からの正常血流を遮断するものをいう。加圧を調節する止血帯とともに用いる。カフは、通常、2つの部分から構成され、加圧部位を変化させることができる。

* 【使用方法等】

本品のご使用前には必ず点検を行い、適切な条件で必ず清拭し消毒を行ってください。（保守・点検に関わる事項を参照ください）

* 【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

不具合事象

** ・化学薬品等の使用による劣化・腐食・孔食
・腐食や孔食による折損・破損

2. 圧降下

患者の体位の変化などで圧降下が発生することがあります。その場合は、再加圧を実施してください。

** 3. アレルギー性症状

直接接触することはありませんが、メーター内部に天然ゴム部品を使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ等のアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

** 2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合: 5年 (自己認証)

* 【保守・点検に係る事項】

1. 動作、機能チェックの実施

本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認して下さい。

** 2. 使用後の点検事項

・清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭して下さい。

<業者による保守点検事項>

本器械を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

* 【主要文献及び文献請求先】

ブリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班
ブリオン病感染予防ガイドライン(2008年版)

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

* 【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。